



# Refresh.

Pour procurer une nouvelle force  
ou énergie.

Pour redynamiser l'expérience du  
client au-delà de ses attentes.

À tous les niveaux, à tout moment



Central Dentaire Ltée, maintenant un fier partenaire de Harvest Brands.

**C/D** Cire de Coffrage



**75<sup>60</sup>\$** 47415  
4lbs.

**C/D** Liquide à Réparation



**64<sup>00</sup>\$**

00323  
1 Litre

**C/D** Densap



Spécial  
**49<sup>95</sup>\$**  
Rég. 62,80\$

555-8  
4 Litres

**C/D** Cire de Montage #2



**52<sup>50</sup>\$**

0252  
Rose (5lb)

**C/D** Moufles - Haut et Bas



**105\$**

44A HAUT

**4+1**

44A BAS

**C/D** Embout Mélangeur



**26<sup>95</sup>\$**

YM100YB  
Pqt.(50)

**C/D** Articulateur



**6+1**

105067- High Arch Chrome **8<sup>95</sup>\$**

**C/D** Presse à Rebasage



Recevez un  
articulateur  
GRATUIT!

113145 - Chrome-plated **42<sup>00</sup>\$**

**C/D** Presse à Moufle



Spécial  
**89<sup>50</sup>\$**  
Rég. 99,50\$

#15  
Complet

**C/D** IDP Pâte Isolante et Duplicata

- Facilite le démoulage de la prothèse
- Protège durant la procédure d'investissement

**42<sup>00</sup>\$**

46525 - Pâte Isolante et Duplicata (10 Oz.)  
& Activateur (1/2 Oz.)

## Feuille de Plastipak

- Parfait pour le bourrage
- S'étire quand on les tire
- Ne laisse aucun pli

**1540\$**

45515  
5"x5" Plastic Sheets  
(1000)



## Pâte à Polir

Conçue pour donner à l'acrylique le plus grand lustre possible en moins de temps et d'efforts.



**2840\$**

41940

**Achetez-en 2 et  
Recevez 2 boîtes de  
Plastipak GRATUITES!**

## Machine à Souder

Un générateur d'économie de temps et de travail exceptionnel. Un équipement standard pour tous les types de laboratoires.



Spécial  
**985<sup>50</sup>\$**

Rég. 1095\$

42840  
Machine à Souder

## Mesure à Cadran

- Haute précision jusqu'à 0.05 mm
- Fait d'acier inoxydable de grande qualité



**175<sup>00</sup>\$**

46235  
Mesure à Cadran

## Rapid - Glaze Polissage Diamanté

Élimine le besoin de revenir les appareils de porcelaine lors d'ajustements mineurs.



Spécial  
**299<sup>55</sup>\$**

Rég. 35,75\$

69302  
Rapid Glaze (2g)

## Instrument à Cire Iron

Coulé de chrome cobalt indestructible sur une flamme constante.



**249<sup>55</sup>\$**  
/ch.

**Achetez-en 2 et  
Recevez 2 boîtes de  
Plastipak GRATUITES!**

49102  
Cire Iron

ACHETEZ 6,  
RECEVEZ 1  
GRATUIT!

# INSTRUMENTS DIATIT ET EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

Pouvoir  
tranchant  
remarquable et  
longue durée  
de vie

Les instruments Diatit de bredent sont dotés d'un revêtement anti-usure: Diatit. Il s'agit d'un matériau spécial que l'on rajoute en surface de l'instrument après fabrication. Il a pour effet de durcir la surface de l'instrument et de réduire les phénomènes de frottement. Résultat de cette trempe soignée, l'instrument marche sans à-coup et taille avec précision et ce, sur une bien plus longue durée.



Matériau	Carbure de tungstène	Diatit
REF	D200 KG 23	<b>28<sup>95</sup>\$</b>
ISO-No.	509 104 200220 023	



D200 KG 23 pour le dégrossissage des squelettés.

Domaines d'application	Plâtre	Résine de base	Résine cosmétique	Métal précieux / Base PD	Coulée sur modèle/NP	Céramique
Vitesse de rotation t/mn	10-20.000	8-12.000	10-17.000	15-20.000	15-20.000	15-20.000



Matériau	Carbure de tungstène	Diatit
REF	D237 KG 65	<b>48<sup>50</sup>\$</b>
ISO-No.	509 104 237220 065	



D237 KG 65: Très bon enlèvement du matériau et fonctionnement sans à coup permettant un travail rationnel de la résine.

Domaines d'application	Plâtre	Résine de base	Résine cosmétique	Métal précieux / Base PD	Coulée sur modèle/NP	Céramique
Vitesse de rotation t/mn	10-20.000	8-12.000	10-17.000	15-20.000	15-20.000	15-20.000



Matériau	Carbure de tungstène	Diatit
REF	D263 KG 60	<b>50<sup>95</sup>\$</b>
ISO-No.	509 104 263220 060	



D263 KG 60, de par sa forme et sa grosse denture, convient au meulage des dies en plâtre.

Domaines d'application	Plâtre	Résine de base	Résine cosmétique	Métal précieux / Base PD	Coulée sur modèle/NP	Céramique
Vitesse de rotation t/mn	10-20.000	8-12.000	10-17.000	15-20.000	15-20.000	15-20.000



Matériau	Carbure de tungstène	Diatit
REF	D274 KG 60	<b>53<sup>25</sup>\$</b>
ISO-No.	509 104 274200 060	




Pour les travaux de dégrossissage: D274 KG 60 est adapté à tous les matériaux grâce à sa grosse denture.

Domaines d'application	Plâtre	Résine de base	Résine cosmétique	Métal précieux / Base PD	Coulée sur modèle/NP	Céramique
Vitesse de rotation t/mn	10-20.000	8-12.000	10-17.000	15-20.000	15-20.000	15-20.000



Matériau	Carbure de tungstène	Diatit
REF	D292 KG 23	<b>28<sup>95</sup>\$</b>
ISO-No.	509 104 292220 023	



D292 KG 23 pour le dégrossissage des squelettés.

Domaines d'application	Plâtre	Résine de base	Résine cosmétique	Métal précieux / Base PD	Coulée sur modèle/NP	Céramique
Vitesse de rotation t/mn	10-20.000	8-12.000	10-17.000	15-20.000	15-20.000	15-20.000



Matériau	Carbure de tungstène	Diatit
REF	D194 KG 23	<b>27<sup>60</sup>\$</b>
ISO-No.	509 104 194220 023	
REF	D194 KG 40	<b>39<sup>95</sup>\$</b>
ISO-No.	509 104 194220 040	
REF	D194 KG 50	<b>49<sup>95</sup>\$</b>
ISO-No.	509 104 194220 050	



D194 KG 23 pour un travail rationnel des squelettés



La grosse denture du D194 KG 40 (photo 3) et du D194 KG 50 (photo 2) garantit un dégrossissage rapide et parfait de la résine.

# Multisil-Soft

Le Système Permanent  
de Regarnissage Mou

**Nouveau!**

bredent group

REF 540 0104 5

**économiser 40\$**

Comprend:

- Multisil-Soft
- 2 x 50ml Multisil-Soft (cartouches)
- 5 ml apprêt Multisil
- 10 ml Multisil
- 2 x 50 ml scellant Multisil
- 10 ml scellant liquide Multisil
- 12 embouts mélangeurs
- 1 fraise pour silicone



adhésion fiable



prêt à utiliser



meulable

Prix Spécial

**225\$**


Rég. Prix 265,00\$

Rég. Prix 166,00\$

# Colle DTK

Composite de collage à  
double polymérisation  
pour le scellement des  
éléments prothétiques.

Adhesive Kit - 54000106



Spécial

**126\$**


**économiser 40\$**

# Smart Pins avec Gaine



Étroit, modèle court avec insertion optimale  
dans la gaine de métal.

- Précis
- Produit une base plane
- Économie de plâtre
- Réduit l'expansion du modèle
- Aussi pour les espaces particulièrement étroits pour les maquettes délicates



Spécial

**75\$** Rég. 91,50\$

Pins: 366-2000  
Pqt. (1000)

Spécial

**79<sup>95</sup>\$** Rég. 95,55\$

Gaines: 366-2100  
Pqt. (1000)

# Nouveau! Renfert Polish

## Pâte de Polissage Diamond Ceramic

Sert à polir la porcelaine hybride  
céramique/zircon et le  
lithium de disilicate.



Renfert Polish  $ZrO_2$   
10g  
Code de Produit: 510 1000  
Spécial

**9725\$**



Renfert Polish  $LiSi_2$   
10g  
Code de Produit: 510 2000  
Spécial

**9725\$**



Renfert Polish  
tout-en-un, 10g  
Code de Produit: 510 0000  
Spécial

**9725\$**

### CDT et propriétaires de laboratoire.

Avec la pâte à polir tout en un,  
obtenez en quelques secondes la  
brillance désirée.

La meilleure pâte à polir que je  
connaisse,

**Jost Prestin.**

# Nouveau!

## Avec l'ensemble de cire GEO Expert

Que j'ai co-développé, un guide à l'intention des  
experts et à tous ceux qui veulent apprendre, j'explique  
le monolithique, le diagnostic et l'hyperréalisme du  
cirage naturel. Étape par étape et en détails,  
clairement illustré de photos.

GEO Expert Wax Set,  
Code de Produit: 634 0001

Spécial

**15515\$**



*A. Bruguera*



### GEO Expert – Philosophie de August Bruguera

Reproduction facile des formes naturelles  
et colorées. Grâce au guide de August  
Bruguera, il est plus facile et rapide de  
modeler la cire.



# Recevez gratuitement un chandail MLB de votre équipe et joueur préférés!



## ACHETEZ:

- Silent TS2, Recevez 3 chandails!
- Silent TS, Recevez 2 chandails!
- Silent Compact, Recevez 1 chandail!
- Silent CompactCAM, Recevez 1 chandail!
- Twister Mixer, Recevez 2 chandails!
- Basic ECO, Recevez 1 chandail!
- MT3, Recevez 1 chandail!
- Top Spin, Recevez 1 chandail!

Tous les chandails peuvent être commandés avec le nom et le numéro de votre joueur favori!

**Nouveau!**

## SILENT compact

Extracteur compact sans sac pour appareil individuel contrôlé par un interrupteur automatique intelligent.

Deux niveaux puissants d'aspiration silencieuse. La technologie filtrante est sans sac. Le bruit est réduit grâce à une turbine entièrement encapsulée.



SILENT compact,  
Code de Produit: 2934 1000

**1458\$** Spécial

## SILENT TS2

Extracteur pour un ou deux utilisateurs.

Réajustement automatique du moteur assurant un pouvoir d'aspiration constant.



SILENT TS2,  
Code de Produit: 2930 1050

**3985\$** Spécial

## Twister / Twister evolution

### Mélangeur Twister

Mélangeur automatique numérique par aspiration. Fonctionnement aisé. Offre toutes les fonctions standard. Mélange mains libres. Comprend un bol de malaxage de 500 ml. Bols supplémentaires disponible : 65 ml, 200 ml, 700 ml et 1 000 ml.



**2730\$** Twister Evolution  
1828 1000

**2150\$** Twister Mixer  
1826 1000

## Top spin

### Rotation par le haut

Précision absolue pour les trous forés – rotation de  $\leq 0.01$  mm. Procédures de travail précises. Recharges de filtres.



Top spin,  
Code de Produit: 1840 1000  
Spécial

**1528\$**

**Nouveau!**

## Basic eco

Microsableuse Basic Eco – Jusqu'à Deux Réservoirs.

Compacte, permet une grande précision en un minimum d'espace. Grand panneau de visualisation à éclairage DEL offrant un champ de vision maximum. Technologie de chambre de mélange assurant un flux uniforme et homogène d'abrasifs.



Basic eco,  
Code de Produit: 2949 4025  
1 x 25 – 70  $\mu$ m, 1 x 70 – 250  $\mu$ m

**980\$** Spécial

## MT3 Klettfix

MT3 avec disques Klettfix.

Taille-modèle de haut rendement. Moteur au-dessus de la moyenne : 1 300 W [1 ¼ HP] pour l'enlèvement maximal du matériau sans pression. Nettoyage rapide et facile vu la porte amovible sans outil (fermetures à dégagement rapide). Boîtier entièrement sans corrosion, robuste et durable.



MT3 incl. Klettfix  
trimmer disc,  
Code de Produit: 1808 1000

**1275\$** Spécial

## 8000CD – NETTOYEUR À VAPEUR AUTOMATIQUE

Le nouveau membre de notre série professionnelle de nettoyeur à vapeur. Le 8000CD procure une vapeur continue pour un temps illimité. Comme il est branché directement sur la ligne d'eau, il n'y a plus d'attente que l'eau bout pour repressuriser. Le 8000CD est un choix idéal pour une utilisation qui requiert un grand volume de vapeur ininterrompue.

### POURQUOI NETTOYER AVEC LA VAPEUR?

Le seul ingrédient requis pour le 8000CD est l'eau. Nettoyer n'a jamais été aussi sécuritaire pour la santé et l'environnement.



PRESSURE GAUGE



DIRECT FEED



LIFETIME WARRANTY



RESET

**1799\$**

8000CD



# AcryLux

*Nous Prenons Soins De Votre Sourire!*

- La meilleure valeur qualité/prix pour les dents 3 couches de résine.
- Grande sélection de moules (37 antérieures et 8 postérieures) dans toutes les couleurs incluant la couleur Bleach.
- Prix régulier: Seulement **10,50\$** le moule de 1x6 ou 1x8.



**OFFRE SPÉCIALE!**

Guide de moules complet de 37 antérieures et 16 postérieures, Seulement

**499\$!**


Vue en 3D du collet dentine



Vue en 3D du collet émail



Vue en 3D de la stratification



**3 COUCHES DE RÉSINE ACRYLIQUE**



**CD** APPAREIL À CIRER



01420A

Spécial  
**175<sup>00</sup>\$**  
Rég. 190,00\$

**CD** PLAQUE À MÉLANGER POUR LES STAINS



**27<sup>95</sup>\$**

04189-19

**CD** LABO-MATE 80



**6+1**

**42<sup>95</sup>\$**

02030



**CD** NETTOYEUR À PROTHÈSE SONIC




**8<sup>95</sup>\$**

04210

**12+1**

**CD** POLISSOIRS (50)



04119  
Très Rigide



04120  
Rigide



04121  
Régulier



04118  
Fin

**27<sup>50</sup>\$**

**CD** MICRO-TORCHE



**31<sup>95</sup>\$**

04020



## GANT D'EXAMEN NITRILE SANS POUVRE

**16<sup>95</sup>\$**  
/ boîte



**200**  
Gants / boîte

**Quantité Double!!**

**9 + 1**

CODE / GRANDEUR
92395-XS
92396-S
92397-M
92398-L
92399-XL

## CHROMA 2000 - BOÎTIER POUR APPAREIL DENTAIRE

Simple, économique, durable.  
Fermeture étanche.

**4 + 1**



CR20002X Bleu (bte/12)  
CR20005X Saumon (bte/12)



## PROTECTEUR BUCCAL LAMINÉ

- Laminé multicouches avec une excellente force de traction et de souplesse
- Une densité uniforme
- Une force de compression élevée
- Thermoplastique fusionné sous haute pression
- Excellente résistance à l'abrasion
- Fabrication de protège-dents professionnel



## MACHINE PROFORM IV SOUS-VIDE


#7000338

**599<sup>00</sup>\$**

## MATÉRIAU PROFORM POUR PROTÈGE-DENTS

Comprend : 1 couleur, 2-couleurs & 3-couleurs (bte/12)

**4 + 1**



# ZHERMACK Elite HD



Achetez 8 emballages  
et **Recevez 1 sac de  
50 embouts  
mélangeurs**

**4+1**



# ZHERMACK Alginates

**5+1**

Achetez 20 et **Recevez un  
bol à mélanger et une  
spatule Gratuitement!**



# ZHERMACK Elite Double

**2+1**

Achetez 2 et **Recevez 1 moufle  
à duplicata gratuit!**



020186



**Valeur de  
30,00\$**

Vous pouvez commandez par téléphone: 514-352-9303

Par fax: 514-352-2738

Par courriel: central.dental@videotron.ca



Spécial  
**1049<sup>00</sup>\$**

Rég. 1290 \$



## Coffret de travail NFC+ PhysioStar

### Les dents NFC+

La sélection des formes disponibles pour les dents Composite est présentée dans un coffret en aluminium de belle forme qui souligne l'esthétique de cette gamme de dents. Les dents sont montées dans une arcade dentaire en trois dimensions et paraîtront ainsi dans la bouche du patient.

#### Contient

##### PhysioStar® NFC+

15 moules antérieurs du haut

5 moules antérieurs du bas



##### Condyloform® II NFC+

1 moule postérieur du haut

1 moule postérieur du bas



##### Bonartic® II NFC+

1 moule postérieur du haut

1 moule postérieur du bas



**1-888-910-3368**

8150 Boul. Métropolitain Est, #320, Anjou,(Qc) H1K 1A1 Tél: (514) 352-9303 Téléc: (514) 352-2738 [www.CentralDentalLtd.com](http://www.CentralDentalLtd.com)