

FAUTEUIL DENTAIRE A2

L'ensemble comprend:

- Lampe et bras arrondi
- Tabouret de luxe
- 2X 3 Seringues 3 voies pour le dentiste et l'assistante.
- 3X Tubes de 4 trous pour pièces à main (2 haute vitesse - 1 basse vitesse).
- 1X Évacuateur à haut volume et une pompe à salive.
- 1X Contrôle au pied pour pièces à main
- 1X Support pour détartreur
- 1X Crachoir avec un bol en céramique



8964\$

#A2

FLIGHT - CLAVE 23



5500\$

#A9002-23

- Système de double protection qui prévient le cycle de fonctionnement lorsque la porte n'est pas correctement verrouillée.
- Ce système empêche aussi la porte de s'ouvrir si la pression à l'intérieur de la chambre est non égale à la pression atmosphérique en dehors de la chambre.
- Valve de pression de sécurité qui réprime le débordement de la pression.

FLIGHT - CLAVE 16



4500\$

#A9001-16

- Le courant est automatiquement coupé si un court-circuit ou un problème électrique survient.
- Peut détecter et identifier la cause de n'importe quel problème ou erreur de l'utilisateur.
- Un contrôle du niveau d'eau pour le minimum ou le maximum.

Plastvac P7

Un puissant moteur qui génère automatiquement le vide au démarrage de l'appareil. Beaucoup plus pratique!

PRATIQUE ET FACILE D'UTILISATION

- Un système unique de chaleur (résistance de fibre de carbone) rend le processus rapide.
- Un unique support rotatif qui permet de chauffer les 2 côtés de la feuille pour une chaleur uniforme.
- Plateau à double face, facilite la séparation du modèle
- Reproduction parfaite du modèle
- Le puissant moteur avec système automatique arrête la chaleur et démarre le sous-vide.



**RAPIDE ET
VERSATILE**

499\$

#AP070314

LE MOTEUR LE PLUS PUISSANT SUR LE MARCHÉ

Lunette Grossissante

Légère, pratique et d'une grande performance visuelle, cette lunette grossissante est indispensable pour l'amélioration des procédures directes et indirectes.

- Lentille ophtalmologique avec 2.5 ou 3.5x de grossissement.



**ÉCONOMISER
\$10**

Spécial
34⁹⁵\$
Rég. 44,95\$

#Magna2 #Magna3
2,5 X 3,5 X

Presse Hydraulique



MESTRA®

Mini Boîte de Polissage « Gorbea »

La presse hydraulique MESTRA est facile et simple d'utilisation. La conception du système hydraulique empêche l'huile de s'en échapper.

Avec cet accessoire, la boîte de polissage mini polisseur R-080164 devient une boîte de polissage professionnelle complète : éclairage LED, circuit d'aspiration pouvant être attaché à un système d'aspiration externe (non inclus), plateaux pour ponce, écrans de protection, protection électrique contre les démarrages inattendus, etc.

**PRESSE À
MOUFFLE
GRATUITE
À L'ACHAT
DE LA PRESSE
HYDRAULIQUE**



#030350



#030380

Spécial
935\$
Rég. 995\$

**UNE ÉCONOMIE
DE 125 \$**

Spécial
695\$
Rég. 730\$

NOUVEAU!



#080508

RÉSISTANCE À LA BRISURE, AUCUNE DISTORSION

PROFESSIONAL
SNOW ROCK
DENTURE SYSTEM™

ROCKwax

CIRE DE PLAQUEBASE ROCK SOLID

L'Ultime Remplacement au plaquebase cuit à la lumière

- Force et stabilité sans déchirure
- Aucune distorsion à la température dans la bouche
- Pas de temps d'attente, cuit à l'eau froide
- Aucun meulage de la plaquebase, facile à reformer
- Ne perdra pas son épaisseur au pressage
- Dilution facile durant l'échaudage

125\$ /boîte



Bain à Eau Digital

Le bain à eau est digitalement contrôlé et maintient la température entre 32°C à 80°C (89°F à 176°F) permettant à une grande variété de cires et de matériaux (style compound) de ramollir.



#05350

GRATUIT! Une boîte de Rockwax à l'achat d'une unité

850\$



Presse à Regarnissage (Type à Ressort)



54⁹⁵\$

#02772

Articulateur Labo-Mate 80

6+1

- Plaque magnétique pour assurer un placement exact.



44⁹⁵\$

#02030



Moufle Pour Acrylique Coulé



Spécialement conçu pour la « technique de coulée de résine ». Un seul appareil complet avec tous les éléments nécessaires pour effectuer étape par étape cette technique populaire : table de travail avec aimant central. Couvercle supérieur pour le versement et le remplissage de gelée/silicone. Trous latéraux pour le versement de la résine. Étui percé pour le nettoyage à la vapeur des dents. Livré avec un aimant et un tube de coupe en acier inoxydable.



Dimensions intérieures:
105 x 80 x 50mm

115\$ #020202

Lucitone HIPA – Acrylique de coulée ultra résistant


La meilleure coulée. Le nouveau Lucitone HIPA de Dentsply Sirona Prosthetics est le premier acrylique de coulée à excéder à norme ISO pour sa résistance élevée. De fait, est 200% plus résistant que tout autre acrylique de coulée et il a un excellent ajustement au modèle et la stabilité de couleur.



**Appelez-nous
pour le prix!**



Protège-dents Proform de Keystone



neo.lign®

dents pour prothèses

C'est comme avoir un amortisseur sur chaque implant



Les forces masticatoires accrues créées dans les cas de prothèses sur implants offrent un défi particulier – le besoin d'avoir une dent en acrylique qui est résistante à la fracture mais qui a en même temps la capacité d'absorber les chocs qui peuvent accélérer la perte d'os autour des implants.

Les dents neo.lign® sont composées d'un acrylique PMMA spécialisé à fort impact avec l'ajout des particules de céramiques, résultant en une dent possédant un niveau de résistance à la fracture parmi les meilleures de 140 MPa et un très bas module d'élasticité de 3000 MPa. Cela donne une dent solide qui est aussi très amortissante.



Oh en passant, elles sont aussi très belles!

bredent group

Pour de plus amples informations appelez Dentline du Canada, le distributeur exclusif des produits Bredent.



dent-line of canada inc.
a division of Central Dental Ltd.

1.800.250.5111



COBRA 50µm, blanc

- Abrasif moyen
- Élimination de l'oxyde/ dégagement de la pièce
- Préparation de l'armature
(métaux précieux/métaux non précieux)
- Conditionne la surface (porcelaine/acrylique)
- Préparation pour soudure

Spécial
85⁰⁰\$
Rég. 115\$

1594-1112 (12.5kg)



**ÉCONOMISER
\$30**

Brosses Genius

Tailles: 2, 4, 6 ou 8

1715 0004
1715 0008



ou

**Achetez 1 ensemble
et Recevez 1 Brosse
GRATUITEMENT!**

**Achetez 2 brosses et
Recevez 1 Brosse
GRATUITEMENT!**

1715 0000
1715 0002

Disques de Séparation Dynex

**Achetez 3 paquets de disques
et Recevez 1 paquet
GRATUITEMENT!**



- 56-2520** 0.25 x 20mm (10pc)
- 57-2526** 0.26 x 25mm (20pc)
- 57-0322** 0.3 x 22mm Small (20pc)
- 57-0540** 0.5 x 40mm Medium (20pc)
- 57-1040** 1.0 x 40mm Large (20pc)

Pince Jacket



1105-0300

81⁸⁰\$

2+1

Plateau de porcelaine Layart



1725-1000

**Achetez n'importe quel plateau de porcelaine et
Recevez gratuitement de Renfert un ensemble
Layart Style comprenant 1 pinceau de
chaque taille #2 opaque/couleur.**

Brevest Ceram Speed

Brevest Ceram Speed est un matériau de revêtement à grain fin et à liant phosphate destiné à la mise en œuvre de toutes les céramiques pressées d'usage courant dans le commerce. Ce matériau de revêtement est adapté à la technique de maquillage et de stratification.



ESSAYEZ SANS INQUIÉTUDE!
Acheter une trousse de 50 x100g et recevez la trousse de départ gratuitement

Si vous n'êtes pas satisfait retourner la trousse 50 x 100g pour un remboursement complet !



Brevest Ceram Speed est adapté au préchauffage conventionnel tout comme au préchauffage classique et se laisse mettre en œuvre dans tous les systèmes de cylindres pour céramique pressée.



Brevest Ceram Speed démontre un niveau minimisé de réactivité avec les céramiques pressées, diminuant la couche contaminée et facilitant la préparation finale du prosthétique.



Pour la réalisation de couronnes, bridges, inlays, onlays et facettes.

TROUSSE DE DÉPART

5 sacs, 100g chaque
 Brevest Ceram Speed
 150ml Bresol Speed liquide
 Numéro de commande
 5700PS05

24⁵⁰\$



Brevest Ceram Speed (Poudre)
 50 sacs, 100g chaque
 Numéro de commande 5700 OPS5

129⁹⁵\$

Bresol Speed 35⁸⁵\$ (Liquide)
 1000 ml
 Numéro de commande 5200 00S1

Bresol Speed 165⁰⁰\$ (Liquide)
 5000 ml
 Numéro de commande 5200 00S5

PROCÉDÉ COMPLÈTEMENT AUTOMATISÉ

Que ce soit pour des disques ou des blocs, GO2dental permet aux professionnels du dentaire de se concentrer sur la valeur ajoutée de leur travail grâce à une solution automatisée, complète et toujours aussi facile d'utilisation.


UTILISATEUR



1.

L'utilisateur n'a qu'à sélectionner plusieurs fichiers STL et le brut.

GO2DENTAL



2.

GO2Dental s'occupe du reste :
- Il place les éléments sur le disque ou dans les blocs.
- Il dispose les connecteurs
- Il calcule la trajectoire outil

Essai gratuit de 15 jours!

PRODUIRE




3.

Le fichier CN et alors prêt pour lancer la production.



MEILLEURE GESTION DES BRUTS USINÉS

GO2Dental permet d'enregistrer les bruts précédemment usinés pour exploiter de façon optimale la matière restante, usinage après usinage et ainsi mieux gérer les bruts par une économie substantielle.



ANGULATED ABUTMENTS

Reconnaissance automatique des angulated abutments pour une qualité optimale de fabrication d'implants.



Pourquoi imprimer vos modèles quand vous pouvez les usiner ?

Les modèles usinés sont aussi précis que les modèles imprimés.


À l'aide d'une fraiseuse dentaire vous devriez être capable d'usiner vos modèles, mais nous croyons que votre logiciel FAO pourra peut-être vous limiter.

GO2Dental CAM permet aux utilisateurs de fraiseuses à 5-axe d'usiner des modèles précis et complètement fonctionnels.

Vous pouvez essayer sans frais le logiciel GO2Dental CAM. Si cet essai est concluant vous pouvez obtenir GO2 en déboursant des frais mensuels.

Pour de plus amples informations, communiquer avec **Dominic Babinski** au **800-268-4442** ou par courriel à dombabinski@centraldentalltd.com

GO2dental



Disques en Plâtre pour Usiner vos Modèles

Vous pensez usiner vos modèles ? Les disques en plâtre de Snow Rock sont là pour vous !

20mm - 17\$
25mm - 20\$
30mm - 23\$

PROFESSIONAL
SNOW ROCK
DENTURE SYSTEM™



Avis : Il n'y a que quelques logiciels FAO qui permettent la fabrication de modèles. Parlez-nous avant d'essayer nos disques afin d'éviter des maux de tête.

IVOCLAR VIVADENT SYSTÈME AMOVIBLE

Plus qu'une prothèse



IvoBase®

Technique de pressée de précision

Le système de pressée de précision entièrement automatisé IvoBase compense le retrait de l'acrylique durant la polymérisation. Vous obtenez ainsi une base de prothèse d'une précision, d'une densité et d'une résistance remarquables. IvoBase fait partie intégrante du système amovible Ivoclar Vivadent, conçu pour vous aider à obtenir des résultats de précision.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site
Ivoclarvivadent.com/IvoBase

20%
DE RABAIS

**Système d'Injection
IvoBase®**

ACHETEZ 1 Système IvoBase
RECEVEZ 20% de réduction*

Nouveau prix de vente au détail: **9 201,19\$**
628518EU - IvoBase Injector 100-240V

15%
DE RABAIS

**Accessoires
IvoBase®**

ACHETEZ des accessoires IvoBase
RECEVEZ 15% de réduction*

*N'inclut pas les Trousse Acrylique

Contactez votre représentant de Central Dental pour plus d'information

Ivoclarvivadent.com
EXPLORE SHOP LEARN

Appelez-nous sans frais au 1-800-533-6825 aux États-Unis, 1-800-263-8182 au Canada.

*Les achats admissibles doivent apparaître sur une seule facture et doivent être effectués entre le 07/01/2017 - 09/30/2017. Les demandes de MARCHANDISES GRATUITES doivent être reçues au plus tard le 31/10/2017, à Attn: Central Dental Q3 Removable - Free Goods par courriel: customerservice.ca@Ivoclarvivadent.com ou télécopieur: 1-877-238-5711. Prévoir 4 à 8 semaines pour les marchandises gratuites. Ces promotions ne peuvent être combinées à aucune autre offre ou programme de rabais. Ivoclar Vivadent se réserve le droit de modifier ou d'annuler ces promotions à tout moment.

© 2017 Ivoclar Vivadent, Inc. Ivoclar Vivadent et IvoBase sont des marques déposées d'Ivoclar Vivadent, Inc.

**Ivoclar
vivadent®**
passion vision innovation

RUTHINIUM GUIDE de moules complet



GUIDE POUR NOUVEL UTILISATEUR

16 X 6
Antérieures
16 X 8
Postérieures

- Polymère à haute résistance double croix.
- Résistance à l'abrasion
- Dureté exceptionnelle
- Excellente résistance à la plaque.



SUPER SPÉCIALE PROMOTION!

AcryPlus

We take care of your smile.

Prix de promotion moins 50%

Spécial 417⁴⁴\$

Rég. Prix: 834,88\$

Acry-Tray

Spécial 59⁹⁵\$

Rég. Prix: 69,95\$



ÉCONOMISER \$10

08001

Micro Moteur Sunburst



70 SPECIAL Central Dental

ÉCONOMISER \$100

P-900/X-99L

Spécial 325⁰⁰\$

Rég. Prix: 425,00\$

Bredent Diamond Disc

A denture hélicoïdale et muni de diamants abrasifs pour une haute performance de coupe. Ceraflex, l'action refroidissante de la denture recouverte de particules de diamants du type "scie" abrasives, crée les conditions idéales pour un dégrossissage rapide et précis des incrustations en résine et en céramique.



ÉCONOMISER \$20

Spécial 31²⁴\$

Rég. Prix: 51,24\$

34000130

16mm x 0.25mm

ROPAK/Kompaktopaker UV

L'esthétique au-delà de comparaison
L'opaque rose montre la perfection.



Appliquez avec la brosse intégrée directement sur la surface de métal propre.



Rég. 139,29\$
99⁵⁰\$

Ropak Kompaktopaker (rose) 20ML
54000133

réduction de 30%

Rég. 76,57\$
56⁰⁰\$

Kompaktopaker Zahnfarben (dent couleur) 10ML
54000105

Vous pouvez commander par téléphone: 514-352-9303

Par fax: 514-352-2738

Par courriel: central.dental@videotron.ca

NU-DENT

NETTOYANT PROFESSIONNEL
POUR LES PROTHÈSES



Enlève les taches de café, thé, tabac et calcaire de façon sécuritaire et efficace, sans endommager les appareils.

Nettoyant professionnel puissant
64 utilisations par bouteille
Nettoie en moins de 25 min.



943230

198⁴⁶\$

[Caisse de 48]

LANG - Tempo

Regarnissage temporaire et conditionneur de tissu

- Confortable jusqu'à 3 mois
- Idéal comme matériau d'impression fonctionnel. Clair ou Rose (454gr. Poudre & liquide).



Spécial
191⁸⁴\$

Rég. 213,15\$

1034

Liquide à Réparation



Spécial
65³⁴\$
Rég. 72,60\$

00323

Tokuso Rebasage II

Spécial
167¹⁵\$
Rég. 175,95\$

20506

Tokuso Rebase Kit



Brosses Pour Prothèses



Spécial
75⁵⁹\$
Rég. 83,99\$

00002

Mr Bond

Spécial
84¹⁵\$
Rég. 93,50\$

20133

5.5 ml. bouteille



1-888-910-3368

8150 Boul. Métropolitain Est, #320, Anjou, (Qc) H1K 1A1 Tél: (514) 352-9303 Téléc: (514) 352-2738 www.CentralDentalLtd.com