



MIICRAFT

nouveau!



Imprimante
Miicraft
125 Ultra DLP

Voir Pg. 7

bredent group



red & white avec crea.lign®

Voir Pg. 9

keystone
industries



vhf

nouveau!

Broyeurs de fraisage et de meulage
VHF - « Dentaire d'Allemagne »

Voir Pg. 6



nouveau!

ENAMELITE Vernis
Aérosol à Faible Fusion

Voir Pg. 12
(Retour Page)

QUALITÉ • FIABLE • ÉCONOMIQUE



MESTRA Mulhagen Taille-Modèle

- Puissance de 1 600W avec frein intégré
- Accès facile au disque
- Lumière témoin
- Disque Velcro
- Système de nettoyage sophistiqué
- Table ajustable
- Rapport qualité/prix exceptionnel



SPÉCIAL
895⁰⁰\$
080093

IRIS 2 Vacuum Mixers

IRIS 2 Model 080516

Économique et pratique. Se décline en deux versions distinctes. De base: il suffit d'actionner manuellement la minuterie et de placer le bol sous la machine pour que le malaxeur se mette en route.

PRIX
1195⁰⁰\$
080516



IRIS Evolution

Programmable

PRIX
1295\$
080517



IRIS Advanced

Programmable

PRIX
1395\$
080518



Polymerizer M-9

- Peut contenir jusqu'à neuf (9) moufles
- 2 programmes



PRIX
2495\$
080400

Polymerizer M-18

- Peut contenir jusqu'à 18 moufles
- 2 programmes



PRIX
3195\$
080402

Polymerizer E2

- Prêt à rincer à tout moment
- Peut contenir jusqu'à 18 moufles



PRIX
5440\$
080600

PLUS DE PROMOTIONS DE PRODUITS

BDM Couteau de Laboratoire

#6A & #7A couteau autoclavable avec manche en résine résistant et stérilisable.



#65570 (6A) **24,25\$**
#65600 (7A) **22,65\$**

INSTRUMENTS AUTOCLAVABLE

BDM Spatule

Spatule autoclavable



24,25\$
#79480

C/D Fahnstock Couteau à Cire

Tout métal et autoclavable



46,95\$
#HSL-109-17

PLASDENT Bols à Mélanger

Spectrum bol de mélange
600 cc large.

6,95\$
Rouge



6,95\$
Bleu

#904MBL-2C Bleu
#904MBL-5C Rouge

Achetez 3 bols et Recevez 1 spatule en nylon*

3,95\$
#904SA

*Nylon Spatule



BDM Trappe à Plâtre disponible

- Nouveau format, plus petit pour espace restreint
- Couvert scellé
- Facile à installer et à changer (2 gallons complets) - (2 gallons recharges)

NOUVEAU FORMAT PLUS PETIT!

#62170 (2 gallon complete) **59,95\$**
#62180 (2 gallon refill) **26,95\$**



C/D Labo-Mate 80 Articulateur

Plaque magnétique pour assurer un placement exact.



34,95\$
#02030

économisez 10\$

Rég. 44,95\$

C/D Labo-Mate 150 Articulateur

Avec manche pour fixer la position de la plaque de montage.



Rég. 109,95\$

79,95\$
#02060-SET

économisez 30\$

#02060 (Labo-Mate seulement)
#02060-set (Ensemble complet)

TOKUYAMA MR. BOND

- Agent liant la résine et le métal
- Adhésion extrême

90,45\$
#20133



ACHETEZ 2 ET RECEVEZ UN ESCOMPTE DE 12%

TOKUYAMA Rebase II

Regarnissage dur à la chaise

- Moins de génération de chaleur et d'irritation
- Durcit en 4.5 minutes



23\$ valeur
#5410.060

Achetez 1 et Obtenez 1 Fraise en Carbone!

#20506 **180,90\$**

Sunburst Micro-Moteur

- Micro-moteur 30,000 rpm
- Format compact



SPÉCIAL **350⁰⁰\$** Rég. 425,00\$
#P-900/X-99L

SOLUTIONS DE FLUX DE PRODUCTION NUMÉRIQUE NUMÉRISATION EXTRA-ORALE



« Échappez à la tyrannie des licences et des frais de gestion annuels! »

Avec une production conçue et fabriquée en Italie, «Open Technologies» offre aux professionnels dentaires une vaste gamme de numériseurs hautement précis et robustes, jumelée à des options qui vous permettent d'investir uniquement dans les composants dont vous avez réellement besoin.

*tous les prix excluent les logiciels pour PC et FAO

eaSy

Parfait pour un numériseur d'appoint qui procure une capacité supplémentaire ou pouvant servir d'unité de départ rentable, strictement dédiée à la fabrication de couronnes, de coiffes et de ponts.



À partir de

12 400\$

smaRt Small et BIG

Ajoutez des caractéristiques de précision et des standards supplémentaires conçus pour les exigences liées à la numérisation plus complexe, comme l'implantologie. Optez pour le «Smart Big» si la numérisation d'un articulateur pleine grandeur est une priorité pour vous.



À partir de

14 500\$

deluXe

L'offre la plus économique. Tirez profit de toutes les caractéristiques du «Smart Big» en plus de la numérisation en couleur et de modules standards supplémentaires.



À partir de

16 500\$

neWay

Bénéficiez des vitesses de numérisation les plus rapides qui soient et d'une conception unique, jumelées à la plus récente interface logicielle.



À partir de

18 750\$

POUR LA DENTISTERIE NUMÉRIQUE
CONCEPTION FAO
exocad Dental CAD

« exocad DentalCAD – Outils à la fine pointe pour artistes de haute précision »


FACILE À MAÎTRISER

La grande force d'«exocad DentalCAD» est sa simplicité. Le logiciel est en effet extrêmement logique et convivial, même pour les utilisateurs débutants, puisqu'il reproduit le travail analogue d'un technicien dentaire. Cela vous aide à minimiser vos frais de formation tout en maximisant votre productivité et vos profits. «exocad DentalCAD» est fiable et robuste, même lorsque vous devez composer avec des cas complexes sur une base quotidienne.



FACILE À METTRE À JOUR

Optimisez votre version «exocad DentalCAD» standard conformément à vos exigences. Les modules d'appoint «exocad» améliorent l'ensemble des fonctionnalités de la version standard. Ce système modulaire est très flexible et vous permet d'acheter (et de dépenser) uniquement pour les composants dont vous avez réellement besoin.



SOLUTIONS DE FLUX DE PRODUCTION NUMÉRIQUE

FRAISAGE ET MEULAGE

vhf

Broyeurs de fraisage et de meulage VHF - « Dentaire d'Allemagne »

«VHF Camfacture AG» fabrique des machines de fraisage et de meulage sous des marques privées pour des entreprises à l'échelle de la planète et sous sa propre marque depuis 30 ans. Les machines de fraisage et de meulage dentaires «VHF» sont ultra-robustes et conçues pour résister efficacement aux stress causés par le fraisage et le meulage; surtout pour les matériaux plus durs comme le chrome-cobalt, les vitrocéramiques et les PMMA.

«VHF» offre une solution entièrement intégrée avec des flux de production validés. Les entreprises du groupe «VHF» fabriquent tous les composants des machines, incluant les éléments électroniques internes, les outils de fraisage et de meulage ainsi que la FAO (fabrication par ordinateur) qui définit les stratégies de fraisage et de meulage. Ceci vous assure que les puissances de sortie des machines sont exactement celles auxquelles vous vous attendez et celles dont vous souhaitez bénéficier, rendant ainsi les processus de fabrication prévisibles.

«K5» – Meulage à sec de la zircone, du chrome-cobalt, des PMMA, de la cire et des polymères

La «K5» est une machine à cinq axes conçue pour allier précision et longévité. Le châssis massif en aluminium moulé rend la «K5» extrêmement stable durant le fraisage et figure parmi les rares modèles de table qui sont suffisamment robustes pour résister au fraisage du chrome-cobalt. Une conception spéciale crée une mise sous vide interne dans le compartiment de fraisage, éloignant les débris et la poudre dommageables de la mèche, ce qui contribue à augmenter sa durée de vie. La «K5» avec axe B de rotation tournera jusqu'à 35 degrés, facilitant ainsi le fraisage d'éléments plus épais. L'amplitude de rotation plus élevée permet aussi de fraiser des disques d'une épaisseur allant jusqu'à 40 mm.



À partir de
incluant «DentalCAM7» **43 500\$**



«N4» - Fraisage humide des vitrocéramiques et du titane

La «N4» est une machine de fraisage compacte à quatre axes conçue pour la production de vitrocéramiques, de zircone et de titane. La «N4» renferme un système de refroidissement liquide complet, qui simplifie les besoins généraux en matière d'équipements et d'installations.

35 735\$ À partir de
incluant «DentalCAM7»

Zircone Dental Direkt – zircone allemande pour fraiseuse allemande

«BioZX2» de «Dental Direkt» est le complément parfait pour les fraiseuses «VHF», voire pour tous les types de fraiseuses. «BioZX2» est un matériau hautement translucide et très puissant isostatiquement pressé, ce qui en fait un matériau plus dense qui se fraise d'une façon plus prévisible sans s'écailler. «BioZX2» est vendu avec des disques blancs trempés/teintés ou des disques préformés basés sur le système de teintes «Vita Classical» – les disques sont offerts en divers diamètres.



Disques de
10mm à partir de

110\$

DD BioZX²

**Dental
Direkt**

POUR LA DENTISTERIE NUMÉRIQUE PROTOTYPAGE RAPIDE

MIICRAFT Imprimante Miicraft 125 Ultra DLP

La plus récente imprimante «DLP» de «Miicraft» est la parfaite unité de remplacement pour les « imprimantes de débutants » bon marché ou simplement le point d'entrée initial pour quiconque souhaite faire ses débuts en prototypage rapide en vue d'effectuer une production dentaire sur mesure à petite échelle. Le cœur de «Miicraft» est son moteur léger et performant de qualité supérieure, fonctionnant sous la puissance de sortie maximale, ce qui en augmente la durée de vie. Permettant d'imprimer pratiquement tous les types de conceptions (fabrication par ordinateur), la «Miicraft 125» est une imprimante complètement ouverte et ajustable qui convient littéralement à toutes les résines d'impression polymérisant à 405nm. Comme de nouveaux matériaux d'impression sont régulièrement lancés sur le marché, votre imprimante «Miicraft» sera toujours ouverte pour ceux-ci, assurant ainsi la pérennité de votre investissement.



**THE LEADING
3D PRINTER
FOR DENTISTRY**

BRING DIGITAL DENTISTRY
TO YOUR CLINIC TO INCREASE
PRODUCTIVITY & REDUCE COSTS


COST EFFECTIVE
TRUE OPEN SOURCE
INDUSTRY LEADING SUPPORT

À partir de **8 995\$**

Logiciel d'imbrication CADWorks – conçu spécifiquement pour la Miicraft 125 Ultra

Le logiciel d'imbrication «CADWorks» simplifie et accélère la préparation des fichiers de conception. Facile et intuitif, le logiciel «CADWorks» permet aux utilisateurs de préparer les supports à l'aide de puissants outils automatiques ou de le faire manuellement si cela s'avère plus efficace pour eux.

Le logiciel d'imbrication «CADWorks» est inclus avec la «Miicraft 125» ou offert à partir de 1000 \$ par licence.



POWERED BY
CADworks 3D

Résines d'impression Keyprint – Du jus pour votre imprimante

Maintenant offertes au **Canada**

Vous avez besoin d'une résine d'impression pour votre imprimante ouverte? Les résines «Keyprint» de «Keystone Industries» feront l'affaire.



Keymodel beige - **325 \$** par kg.

Keyortho modelage gris – **325 \$** par kg.

Keymask rose : résine de modelage pour tissus mous – **285 \$** par kg.

Keycast : résine de coulée – **535 \$** par kg.



Bientôt offerts : Matériau clair pour guide chirurgical Keyguide, Matériau dur pour gouttières Keysplint, Matériau souple pour gouttières Keysplint.



keystone
industries

keyprint



neo.lign teeth

- Une esthétique naturelle.
- Les antérieures et postérieures sont fabriquées de minces couches de composite polyméthacrylate de méthyle (high impact PMMA).
- Disponibles dans toutes les teintes classiques A-D, A1-D4 et BL3.
- Les dents postérieures neo.lign permettent tous les types de montage.
- Avec le design neo.lign, le système visio-lign procure une conception ligualisée spécialement conçue pour les prothèses complètes.

Guide de moules - Spécial Seulement 595,00\$

Zi-finish

- Pré-polisseuse pour adoucir et pré-polissoirs pour lustrer disponibles en trois formes, lentille, roue et cône.
- Polisseuse pour un haut lustre disponible en trois formes.
- Pierre verte diagen.


Lens	Ø 20 mm x 1.25 mm
Wheel	Ø 11 mm x 2.3 mm
Cone, pointed	Ø 4.2 mm x 12 mm

Spécial
185\$
Rég. 218\$

économisez
33\$

Avantages de l'ensemble nouveau Zi-Finish

- Permet un polissage rapide de la surface zircone.
- Le système en deux étapes de pré-polissage simplifie le travail et réduit le temps de travail.
- Dure plus longtemps que les autres sur le marché.
- Peut également être utilisé avec des céramiques et des métaux non-précieux.



Kit
#33000836



red & white avec crea.lign®

La meilleure solution pour:

- Les implants et les restaurations fixes ou amovibles
- Personnalisation naturelle des prothèses complètes
- Tous les matériaux de substructure tels que BioHPP et PEEK
- Revêtement complet même pour des restaurations à arcade complète (Pont de Prettau)
- Peut être utilisé avec les céramiques et les métaux non-précieux

SPÉCIAL
595⁰⁰\$

Rég. 675,00\$
CLIGNSETG

Diatit Tungsten Carbide Burs

Les instruments Diatit de Bredent sont dotés d'un revêtement anti-usure. Il s'agit d'un matériau spécial que l'on rajoute en surface de l'instrument après fabrication. Il a pour effet de durcir la surface de l'instrument et de réduire les phénomènes de frottement.

Demandez notre catalogue de fraises au carbure!



28⁹⁵\$

REF D200 KG 23



48⁵⁰\$

REF D237 KG 65



50⁹⁵\$

REF D263 KG 60



53²⁵\$

REF D274 KG 60



28⁹⁵\$

REF D292 KG 23

**ACHETEZ 5,
RECEVEZ 1
GRATUIT!**

Égal à la valeur
moindre

**Pouvoir
tranchant
remarquable et
longue durée
de vie**

FLIGHT Clave16

- Chambre 16 litres avec programmes prédéfinis complètement automatique.
- Chambre en acier inoxydable
- Imprimante en option
- Mémoire interne des 20 derniers cycles



SPÉCIAL
4695\$
Rég. 4950\$

A9001-16

FLIGHT Clave23

- Chambre 23 litres avec programmes prédéfinis complètement automatique.
- Chambre en acier inoxydable
- Imprimante en option
- Mémoire interne des 20 derniers cycles



SPÉCIAL
5650\$
Rég. 5950\$

A9002-23

FLIGHT ClaveB

- Autoclave classe B avec pré/ post vacuum
- Chambre avec programmes prédéfinis complètement automatique.
- Imprimante externe en option



SPÉCIAL
8360\$
Rég. 8800\$

A9003-23B

Tuttnauer EZ9/EZ10

- EZ9 - Taille de la chambre : 9" x 18" (3 plateaux)
- EZ10 - Dimensions de la chambre : 10" x 19" (4 plateaux)
- Dimensions : Chaque plateau mesure 6.7" x 16.3"
- Dimensions externes : largeur 20" x profondeur 21.5" x 14.4" hauteur
- Temps de cycle : 20 à 30 minutes



EZ9 - PRIX
7330\$

EZ10 - PRIX
8295\$

Tuttnauer Valuklave 1730

- Stérilisateur manuel 120V avec arrêt automatique
- Taille de la chambre : 7" x 13"
- Dimensions globales : largeur 17.4" x profondeur 17.9" x hauteur 12"
- Plateaux : trois (chacun 4.7" x 11.6")
- Temps de cycle : cycle de 9 minutes
- Garantie complète d'un an (pièces et main d'œuvre)



#1730
PRIX
3750\$

Gants d'examen en Nitrile sans Poudre

Code/Taille
92395-XS
92396-S
92397-M
92398-L
92399-XL



200
gants / boîte

10 + 1 Double le Montant Normal! (100/boîte).

Achetez 10 Et Recevez 1 GRATUITEMENT!

Masques

5+1

Achetez 5 Et Recevez 1 GRATUITEMENT!



#5614

Bleu (50/boîte)

CROSSTEX Confirm 10

- Le système de monitoring biologique en cabinet fournit des résultats définitifs en seulement 10 heures.
- Il suffit de traiter le flacon indicateur de test dans un cycle normal de stérilisation à la vapeur, retirer, écraser l'ampoule et placer dans l'incubateur avec un flacon de contrôle non traité pour une période de 10 heures.

PRIX
631⁹⁵\$

#C10SK
Digital Incubator



PRIX
168⁴⁹\$

#C10BI25-A
[25/boîte]

CROSSTEX Bandes Sure-Check®

- Pour l'usage dans la vapeur et les vapeurs chimiques.
- Multi-paramètres. Indique si toutes les conditions de stérilisation ont été remplies : temps, température et présence de vapeur ou de vapeur chimique.

PRIX
18⁹⁹\$

#SCK

10 x 2 cm (100/boîte)



CROSSTEX Sure-Check®

Pochettes de stérilisation Sure-Check

Indicateurs internes/externes de processus multi-paramétriques intégrés qui changent de couleur lorsque les trois critères de stérilisation ont été respectés : temps, température et pression (vapeur).

PRIX
28⁹⁹\$

5.25" x 10"
13 x 25 cm (200/boîte)



#SCM2

CROSSTEX Sure-Check®

Pochettes de stérilisation (Vapeur)

Indicateurs internes/externes de processus multi-paramétriques intégrés qui changent de couleur lorsque les trois critères de stérilisation ont été respectés : temps, température et pression (vapeur).

PRIX
17⁹⁹\$

5.25" x 6.5"
13 x 17 cm (200/boîte)



#SCW2-1

MICRYLIUM BioTEXT®

BioTEXT est le seul désinfectant clinique spécifiquement conçu pour une utilisation sur des surfaces délicates. Il est prouvé qu'il tue les organismes de référence sur les surfaces de naugahyde, de cuir, de vinyle et de caoutchouc. Idéal pour les tubes, les tissus, les tapis, les écrans tactiles et les surfaces en plastique souple telles que les claviers.

LIQUIDE **69⁹⁵\$**

- Un pouvoir de nettoyage en une étape
- Formule douce pour une utilisation sur des surfaces délicates et texturées.
- Élimination complète des taches et des odeurs

01-TXT-005 (5L boîte)

LINGETTES *nouveau* **116⁹⁹\$**

- Biodégradables et absorbant
- Matériau non-tissé résistant conçu pour une utilisation sur des surfaces irrégulières.
- L'emballage refermable garde le produit frais

04-TXWI-802 (8 rouleaux & 2 contenants)



MICRYLIUM BioSURF®

BioSURF est le désinfectant de surface en une étape le plus rapide au monde. Contrairement à la plupart des désinfectants qui peuvent prendre jusqu'à 10 minutes pour se désinfecter, BioSURF fonctionne en quelques secondes. Malgré la performance impressionnante, BioSURF est conçu pour ne pas nuire aux personnes ou à l'environnement. BioSURF est le choix parfait pour la désinfection rapide des comptoirs, plateaux, instruments métalliques et autres surfaces.

PRIX
92⁹⁵\$

01-SURF-005
(5L boîte)



Vous pouvez commander par téléphone: 514-352-9303

Par fax: 514-352-2738

Par courriel: central.dental@videotron.ca

ENAMELITE Vernis Aérosol à Faible Fusion

Vernissez comme vous n'avez jamais vernis!

- Réduit le coût de la main-d'œuvre, augmente l'efficacité
- Vaporise une mince couche, uniforme et précise en quelques SECONDES
- Séchage plus rapide que les applications au pinceau
- Compatible avec TOUTES les céramiques dentaires

keystone
industries

PRIX

115\$

#5100179



Aquasil Ultra

La prise d'empreintes parfaite commence toujours avec le matériau d'empreintes Aquasil Ultra

4+1



Dentsply
Sirona

**Achetez 4 Et Recevez
1 GRATUITEMENT!**

1-888-910-3368

8150 Boul. Métropolitain Est, #320, Anjou, (Qc) H1K 1A1 Tél: (514) 352-9303 Téléc: (514) 352-2738 www.CentralDentalLtd.com