



Suivre la **RÉVOLUTION NUMÉRIQUE**

avec  **dental wings**

Les technologies de laboratoire sont touchées par un vent de renouveau. Changer ou ne pas changer les technologies n'est pas la question, mais plutôt quand et comment envisagez-vous d'intégrer des produits numériques dans votre laboratoire. Tous les laboratoires ont des besoins différents. Dental Wings saura vous offrir une variété de choix qui vous conviendra.



Solution Numérique

Vous songez au numérique? Commencez par l'acquisition d'un scanner de Dental Wings, un leader dans la gamme des produits numérique.



3 SERIES

Scanneur de modèles dentaires

Le 3Series est un scanneur compact pour laboratoire. Doté d'un puissant ordinateur, il offre une configuration logicielle à la carte. Ce système s'adapte à l'évolution des besoins du laboratoire par l'ajout des autres applications de la suite logicielle DWOS.



7 SERIES

Scanneur de modèles et d'empreintes dentaires

Le 7Series est notre système de numérisation et de conception le plus complet et le plus performant. Il se distingue par une souplesse, une rapidité et une précision sans précédent pour ce qui est de la numérisation. Il est livré avec une large gamme d'applications de conception de prothèses.

Tout investissement dans la technologie peut être intimidant.

Central Dentaire s'engage à assurer que l'intégration de votre scanner se déroule avec succès en offrant: une prévente complète incluant l'évaluation de vos besoins spécifiques, une formation sur place par un spécialiste Dental Wings, et notre garantie "Acheter et Essayer".

Demander à votre représentant pour plus d'informations ou appelez-nous pour en savoir plus.

**ACHETEZ
SANS RISQUE
ESSAYEZ-LE
PENDANT
30 JOURS**

Tecnoflask

FLACON UTILISABLE EN MICRO-ONDES

Recevez 1 livre de poudre
 Diamond D avec l'achat de
 d'un flacon dentaire



Keystone Industries ne pourrait être plus satisfait d'un produit permettant de réaliser, beaucoup plus rapidement et aisément, un excellent Diamond D® et d'autres acryliques.

Le moufle TF-100 assurera un environnement plus propre dans votre laboratoire et facilitera les processus pour la réalisation de vos travaux.

- Matériau acrylique conçu pour une utilisation en micro-ondes
- Ne peut pas être endommagé par une pression exercée
- Temps de polymérisation réduits à quatre minutes
- Utilisé dans la fabrication de prothèses dentaires intégrales inférieures et supérieures
- Pas de matériau isolant nécessaire entre le moufle et le plâtre
- Ne requiert pas de résine spéciale
- Élimination accrue du monomère résiduel
- Réduction de la consommation d'énergie
- Plus propre et plus rapide que les procédés traditionnels
- Prothèse de qualité supérieure

#1009198 Kit de lancement comprenant TF-100 Tecnoflask et PL-100 Press Board **358⁰⁰\$**

#1009200 TF-100 Tecnoflask **255⁰⁰\$**

#1009199 PL-100 Press Board **122²⁰\$**

TEMPS DE PRISE

	Resine Auto Polymérisable	Polymérisable à la chaleur
avant	30 min.	2 H, 30 min.
maintenant	4 min.	24 min.



Denture fabricated with Diamond D Acrylic and Vitapan Plus Teeth by Dennis Urban CDT.

visio.lign


Fort, durable et maintenable

- Système de facettes pour procès des couronnes, ponts et prothèses
- 7 ans de garantie de résistance aux taches
- Idéal pour travail sur les implants, les bars et les cadres de chrome
- Système complet comprend les facettes, les dents, les composites de personnalisation, opaques, des gencives et beaucoup plus
- Une alternative à composites d'accumulations



Demandez une démo gratuite de laboratoire en nous appelant:
1.800.250.5111

DIAGEN TURBO SET



34000200
225\$



34000205
275\$

Diagen-Turbo-Grinder, qualité éprouvée au grain de diamant pour lissage parfait de surfaces.

Turbos Diagen sont des diamants frittés très agressifs qui fonctionnent efficacement sur le zirconium d'oxyde tels que Procera™, Emax™ et tous les autres matériaux céramiques. Chaque pierre est moulé pour fournir des propriétés et des coupes de broyage optimales et efficace jusqu'à la dernière couche.



60\$
34000150
2 pqt.

60\$
34000155
2 pqt.

68\$
34000160
2 pqt.

79\$
34000165
2 pqt.

85\$
34000170
2 pqt.

85\$
34000180
2 pqt.


85\$
34000190
ch.

64\$
34000210
ch.

64\$
34000220
ch.

65\$
34000240
ch.

63\$
34000250
ch.



Qu-Resin



À prise rapide, résine auto-durcissante pour réparation de prothèse sur base de DIACRYLATE pour utiliser intra et extra oral (directe et indirecte).

Le matériau idéal quand il s'agit d'accélérer - indépendamment dans les pratiques ou laboratoires. Qu-resin Rosa et Qu-resin Dentine pour le traitement standard dans le laboratoire et pour une utilisation directe en clinique. Qu-resin couvre une grande gamme d'indication grâce à une manipulation simple, une prise rapide et deux couleurs (rose et dentine).



KIT ROSE
54001161
149⁹⁴\$

KIT DENTINE
54001162
149⁹⁴\$

CARTOUCHE ROSE
54001165
119⁰⁰\$

CARTOUCHE DENTINE
54001166
119⁰⁰\$

QU-CONNECTOR
54001163
29¹⁷\$





BOOMERANG

DISPENSATEUR DE PLÂTRE ET EAU

Par le passé, ce genre de système a été très dispendieux et difficile à utiliser. Connaissant la difficulté de distribuer le plâtre dans les laboratoires dentaires, Mestra a développé le distributeur Boomerang disponible en deux versions différentes.

R-080591 **1150\$**

Boomerang Évolution: spécialement recommandé pour les plâtres de type II et III.

R-080592 **1380\$**

Boomerang Précision: balance intégré pour un maximum de précision avec le plâtre de type IV.

Une économie de 20 % à 40 % de plâtre!

ELECTRO-VIBRATEURS

Conception innovatrice et attrayante disponible en deux versions: une version analogique qui permet d'ajuster la fréquence de vibration (50/100 Hz) et la puissance; et une version digitale qui permet de choisir 5 différents types de vibration. De plus, la version digitale possède une minuterie et un contrôle électronique de puissance de vibration.



080021 **340\$**



080022 **375\$**



080024 **460\$**

BOÎTE POUR NETTOYEUR À VAPEUR

Personne ne questionne l'importance d'un nettoyeur à vapeur dans un laboratoire dentaire. Personne ne questionne non plus ses conséquences: poussière dans l'évier, moisissures dans l'air, condensation sur les murs et les planchers...Sans compter le prix élevé des équipements utilisés qui pourraient être endommagés.

080600

1230\$



Zetalabor & Titanium Putty



3+1

N'importe quelle taille!

Hi Trays

1+1



Elite HD

4+1



Alginates

5+1



Elite Double

2+1

N'importe quelle taille!



Occlufast

2+1



Gingifast

2+1



Platinum Putty

2+1





bio-art A7 Plus Articulateur

Système de stabilisation de mouvement guide condylien.



250\$
AAR60254

- ▶ Semi-ajustable / type Arcon
- ▶ Fixe la distance intercondylienne à la moyenne de 110 mm
- ▶ Courbe guide de condylienne
- ▶ Réglable angle de guidage condylien
- ▶ Angle réglable Bennet
- ▶ verrouillage central
- ▶ Système de stabilisation de mouvement Guide condylienne avec raccordement en silicone
- ▶ Pin à soutenir le cadre supérieur à la position ouverte

Comprend l'articulateur, un arc facial et un étui de transport.



225\$
AACPO452



Cadre inférieur conçu pour permettre l'inclinaison à 45 °



Bennet et condylienne Guide d'angle réglable



Condylien curviligne Guide Verrouillage central

ANNEAU DE CALIBRATION DE FRITTAGE

L'anneau de calibration de frittage est un dispositif qui enregistre la quantité totale de chaleur lui étant transférée, donnant une représentation exacte du processus de réchauffement du four. L'anneau de frittage mesure la chaleur totale transférée à l'anneau par conduction, convection et radiation. Il tient compte des différentes conditions qui peuvent se produire dans le four, du coefficient des vapeurs des gaz, de la fluctuation de température et du temps. Quand exposé à la chaleur, l'anneau de céramique rétrécit dépendant du degré de la température du four. Le degré de rétrécissement est mesuré par un guide calibration de frittage.



150\$ /Pqt

EASYSOFT – REGARNISSAGE SOUPLE PERMANENT

- Facile à utiliser
- Facile à tailler
- Utilisation en laboratoire et à la chaise
- Réparable
- Adhésif breveté
- Anneaux d'étanchéité



375\$

Paquet économique #ES0502

263\$

Paquet professionnel #ES0501

COIN TECHNIQUE



CST® «Cable stayed technology» - FIBRES DENTAIRES EN ACTION



Lorsqu'il s'agit de solutions immédiates aux arches édentées dans les cas de type «ALL ON», les patients s'attendent à des résultats optimaux et ne tolèrent que très peu les fractures de prothèses durant la première phase de guérison. Quand une prothèse se brise, les patients perdent confiance, et toutes les parties concernées ressentent une grande frustration: patient, dentiste et technicien en laboratoire.

Les fibres CST® représentent une solution de choix pour renforcer une prothèse de transition ou de première phase de guérison, et ce, pour tous les cas de type «ALL ON». Elles réduisent de façon significative les probabilités de fractures et augmentent la durée de vie de la prothèse, permettant ainsi l'intégration complète de l'implant avant la seconde phase du traitement. Les fibres CST® peuvent être incorporées dans la prothèse de plusieurs façons, selon l'approche préconisée pour le traitement. L'une des méthodes, tel que démontré ci-dessous, consiste à enrouler la fibre CST® autour des cylindres de l'implant. Pour obtenir plus d'information sur le sujet, communiquez avec l'un de nos spécialistes techniques.

TECHNIQUE ABRÉGÉE



Courtoisie d'Eric Kukucka, d.d.



Zircone CFAO - DISQUES

- Zircone (Zr) de haute qualité
- Pressés à froid Isostatic (CIP) pour optimiser les propriétés physiques.
- Idéals pour plein-contour, restaurations monolithiques (haute transparence; HT).
- Idéals pour couronnes (transparence standard)



Boîtiers Pour Couronnes

- Dimension: 1" x 1" x 1" #8070-01 .80¢
- Dimension: 2" x 2" x 1" #8070-02 .90¢
- Dimension: 3" x 3" x 1.5" #8070-04 1,45\$
- Dimension: 2" x 2" x 1" #8070-06 .90¢ (boîte de placement)



Molloplast B



249\$

Fraises Edenta



PRODUIT GRATUIT SERA LA VALEUR EGALE OU MOINDRE

Brosses Pour Prothèse



00002
Pqt (50)

67⁹⁵\$

Nu-Dent



64 Utilisations
Par Bouteille



3⁹⁵\$

Labomate - 80



02030
34⁹⁵\$

Micromoteur Sans Brosse



01010

698\$

Boîte Pour Prothèse



9090120 Bleu (1)
9090200 Blanc (1)

.80¢

C/D Fraises



9⁹⁵\$

(Pqt.5)
Fraises en
carbure

Nettoyeur Ultrasonique



F3900

69⁹⁵\$

DUPLISTAR A - SILICONE PUTTY



Duplistar 70

Dureté: 70Sh.A
Couleurs: Base A -
Vert pâle / Catalyste B
- Gris



package	code	
1,5+1,5Kg	2180008	115\$
5+5 Kg	2180010	235\$

- Excellents détails de duplication
- Stabilité dimensionnelle
- Haute élasticité
- Absence de déformation en moufle
- haute résistance (>200°C)

Duplistar 90

Dureté: 90Sh.A
Extra-rigide
Couleurs: Base A -
Rose / Catalyste B
- Gris



package	code	
1,5+1,5Kg	2180009	115\$
5+5 Kg	2180011	235\$



AcryPlus evo



NOUVEAU!

La recente **évo**lution en dents de Groupe Ruthinium le fabricant de la marque populaire Acrylux

Conçue pour les meilleurs résultats avec:

- PROTHÈSE COMPLÈTE
- LES PROTHÈSES HYBRIDES
- BAR PROTHÈSE

Appelez pour plus d'informations concernant notre offre de guide de 3 teintes!




Vous pouvez commander par téléphone: 514-352-9303

Par fax: 514-352-2738

Par courriel: central.dental@videotron.ca

10 + 1 Qualité à un prix économique



Porte-Empreinte En Métal



80\$ S2804-8

PERFORÉ PARTIEL ENSEMBLE (8) RIMLOCK



118\$ S2806-8

PERFORÉ ÉDENTÉ ENSEMBLE (8) RIMLOCK

Embouts Mélangeurs

- #YM100YB: jaune
- #YM110PB: rose
- #YM120GB: vert
- #YM130PB: violet

22.95\$
(Paquet de 50)

