



# SYSTÈME AMOVIBLE

*Plus qu'une prothèse.*



**Spécial disponible  
jusqu'au 31  
décembre!**



**9,995\$**

**& 1 Moufle  
Gratuit!**

Précision et  
Performance...


**ivoclar  
vivadent**

*Voici*

## IvoBase®

Technique de pressée de précision.

Le système de pressée de précision entièrement automatisé IvoBase compense le retrait de l'acrylique durant la polymérisation. Vous obtenez ainsi une plaque de prothèse d'une exactitude, d'une densité et d'une résistance remarquables. IvoBase fait partie intégrante du système amovible Ivoclar Vivadent, conçu pour vous aider à obtenir des résultats de précision.



Utilisez les dents Phonares® II haute performance et le système de précision IvoBase pour réaliser votre prochaine prothèse, partielle ou complète, ou votre prochaine restauration sur implant!

# visio.lign

## Red-white aesthetic set

Ensemble esthétique visio.lign rouge-blanc ensemble composite crea.lign pour une personnalisation rapide et facile des prothèses et des ponts (cadres / polymère de zirconium métallique / haute performance) en plastique.



### Ensemble esthétique rouge-blanc (kit)

- 1 x 5 g crea.lign incisif Bleu
- 1 x 5 g crea.lign incisif Opale
- 3 x 5 g crea.lign GUM lumière, Rosa, Rose
- 1 x 5 g crea.lign Modifier Beige, Lilas
- 1 x 10 ml-Bouteille crea.lign modélisation liquide
- 1 x Visio.Link PMMA et composite
- 1 x Pinceau Magique n ° 2
- 1 x bloc de mélange, 100 feuilles
- 1 x Primer MKZ
- 1 x type Tournez seringue w / poignée pour une utilisation d'une seule main
- 1 x opaque combo.lign GUM
- 2 x Uni.Lign Démo Prothèse
- 8 x application canules 30 ° Bent, plastique noir

REF: CLIGNSETG

**1,195\$**

## K-Primer

Conditionnement des matériaux céramiques pour fixant, pour placage composite ou la réparation:

- Dentaire en céramique et céramique pressée, appuyez sur e.max
- Exemple de silicate de céramique CAO Blanks, e.max

REF: APK25003

**119\$**

Très indiqué pour les applications intra-ou extra-sur céramique dentaire classiques et restaurations céramo-céramiques.



# DUPLISTAR

## A - SILICONE PUTTY

### Duplistar 70

Dureté: 70Sh.A  
Couleurs: Base A -  
Vert pâle / Catalyste B  
- Gris



package	code	
1,5+1,5Kg	2180008	<b>115\$</b>
5+5 Kg	2180010	<b>235\$</b>

### Duplistar 90

Dureté: 90Sh.A  
Extra-rigide  
Couleurs: Base A -  
Rose / Catalyste B  
- Gris



package	code	
1,5+1,5Kg	2180009	<b>115\$</b>
5+5 Kg	2180011	<b>235\$</b>

- Excellents détails de duplication
- Stabilité dimensionnelle
- Haute élasticité
- Absence de déformation en moufle
- haute résistance (>200°C)



# ACRY ROCK



Fabriquées en Italie

Acry Rock [deux couches] Dent en Acrylique en Poliméthylméthacrylate réalisée en deux couches chromatiques.

**VITA  
SHADES**

SEULEMENT  
**435\$**  
CARTE

### Les principales caractéristiques:

- Un effet esthétique saisissant qui résulte de la superposition de deux couches d'acrylique.
- Excellente résistance obtenue avec l'utilisation de matériaux de premier choix.
- Un vaste assortiment de moules et teintes, ce qui la rend adaptable à tous les besoins.



# Achetez n'importe lequel EZ Autoclave...



## Systeme de fermeture de porte automatique

Capacité de 3 grandes cassettes + 3 demi-cassettes - Filtre de séchage Hepa

Les modèles EZ comprennent 2 ans de garantie (pièces et main-d'œuvre)

EZ9 5,902\$  
EZ9P 6,680\$  
EZ10 6,677\$  
EZ10P 7,455\$  
EZ10K 7,059\$

## ... VOUS N'AVEZ QU'À CHOISIR!



OU



Une valeur  
de 754\$

### 400\$

de rabais de manufacturier

### un Ultrasonic Gratuit

avec 1 Panier

Achetez un autoclave EZ9, EZ10 ou EZ10k du 1er octobre au 31 décembre 2014 et choisissez entre 1 appareil Ultrasonic ou un rabais de 400,00\$ du manufacturier. Pour profiter de cette offre, le client doit envoyer à Tuttnauer une copie de sa facture, le no de série de l'autoclave et indiquer son choix (Ultrasonic gratuit ou rabais). Vos factures doivent être faxées au (631) 780-7727 à l'attention de: EZ Promotion, ou postées chez Tuttnauer, USA à l'attention de : EZ Promotion, 25 Power Drive, Hauppauge, NY 11788. Vous avez jusqu'au 30 janvier 2015 pour réclamer votre gratuité ou rabais. Allouez 4 semaines pour la réception du rabais ou de la gratuité.

**Tuttnauer**<sup>TM</sup>  
Your Sterilization & Infection Control Partners

# MICRYLIUM

## Avantages et caractéristiques:

- Anti-microbien bio
- Économique à utiliser
- Polyvalent
- Non-corrosif
- Ne tache pas

Rég. \$61.95

**55<sup>00</sup>\$**

01-TXT-005



Sac de 5 litres  
dans une boîte!

Rég. \$84.95

**76<sup>00</sup>\$**

01-SURF-005

# MEDISCO



[Pqt.200]

**14<sup>65</sup>\$**

**8<sup>95</sup>\$**  
3.25" x 5.25"  
P090135



[Pqt.1000]

**28<sup>75</sup>\$**

30-5148

5.25" x 10"  
P135255



**19<sup>95</sup>\$**

[Pqt.500]

23-1210 - 231214



**6<sup>00</sup>\$**

33-2110 - 332114

[50/boîte]

# RONCO

## Aucune poudre & Latex!

SEULEMENT

**\$6<sup>95</sup>**  
boîte



Petit, Moyen,  
Grand, Très Grand



Medical  
Device  
License



# Nu-Dent

## Nu-Dent Nettoyant à Prothèses

**3<sup>95</sup>\$**

La bouteille

- 64 utilisations par bouteille
- Nettoie en moins de 25 min



943230



Achetez 1 caisse de 48 Nu-Dent et  
Recevez un présentoir avec 50 brochures  
et 25 échantillons (limite de 2 par client)



Item: 470001

**661\$**  
Ensemble

**51 50\$**

Couleur individuelle

# Couleur GC OPTIGLAZE

UN REVÊTEMENT DE CARACTÉRISATION PHOTOPOLYMÉRISABLE  
POUR COMPOSITES INDIRECTS ET ACRYLIQUES DE RESTAURATION



**TOUT EST  
PLUS BEAU  
EN COULEUR**

Restoration par Joshua Polansky,  
État-Unis



## TOUCH of GENIUS™

ÊTES-VOUS À LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION SIMPLE?

Ajoutez de la caractérisation dans vos créations  
esthétiques chaque jour

La polyvalence de GC Optiglaze vous impressionnera certainement  
en vous donnant la possibilité d'ajouter de la couleur et un brillant de  
surface très résistant à tous vos:

- Couronnes et ponts en composite
- Couronnes et ponts temporaires en résine
- Couronnes en céramique hybride
- Prothèses sur implants
- Acrylique fixée en permanence
- Dents artificielles
- Prothèses en acrylique



Restoration par Christian Rothe MDT, Allemagne



# MAINTENANT EN ENTREPÔT

## M93



■ RAL5014  
■ RAL7042

M93 table de travail - RAL 5014 & RAL 7042; comptoir compact, entrée de gaz et air, vacuum à poussière et lumière.

\* Les couleurs peuvent différer des illustrations.

**4,695\$** \* Modèle illustré

## M82A



■ RAL5014  
■ RAL7042

M82A table de travail - RAL 5014 & RAL 7042; comptoir compact, entrée de gaz et air, vacuum à poussière et lumière.

\* Les couleurs peuvent différer des illustrations.

**3,645\$** \* Modèle illustré

## Cabinet à plâtre



\* Modèle illustré

**4,885\$**

### 3- Cabinet à plâtre


RAL 5014 & RAL 7042;  
LAB21-E2, LAB21-BB,  
LAB21-GC.

■ RAL5014  
■ RAL7042

\* Les couleurs peuvent différer des illustrations.

- Conception européenne de laboratoire et de mobilier clinique.
- Durable – Acier recouvert d'un revêtement de peinture électrostatique cuite.
- Vaste gamme de couleurs.
- Surface de travail – Laminée, bois dur, résine synthétique ou acier inoxydable.
- Choix d'éclairage – Bras flexibles ou position droite fixe.
- Réglementation – Approuvé par l'ESA.
- Planification – Dessins 3-D DAO pour aider à la conception.

## Aqua 3



Uniquement disponible en blanc avec un choix de plateaux en verre.

### AQUA - 3

- 56 X 166 X 89cm (h)
- Vitre 19mm, encastrée dans le lavabo
- Poubelle
- Long levier de robinet et pompe à savon
- Poids: 150 kg

**3,895\$**

\* Modèle illustré

**EXCELLENTE QUALITÉ..  
GRANDE VALEUR!**

À la demande générale, nous avons maintenant en entrepôt les modèles ci-dessous en deux couleurs. Pour d'autres modèles ou couleurs, veuillez téléphoner au 1-888-910-3368.

Pour une dentisterie de qualité

**DENTSPLY**  
CANADA

**FAITEZ L'ACHAT DE PRODUITS DENTSPLY POUR PROTHÈSES AMOVIBLES ÉLIGIBLES\* ET DEVEZ ÉLIGIBLE POUR L'UN DES SPÉCIAUX D'ENSEMBLES EN VRAC SUIVANTS!**

**\*PRODUITS VISÉS:**

- ◆ Dents de prothèses GENIOS & Portrait IPN ◆ Lucitone 199 ◆ Bioblend IPN ◆ Bioform IPN ◆ Triad ◆ Al-Cote ◆ Luci-Sof
- ◆ Lucitone FRS ◆ Eclipse ◆ Neoloy ◆ Enterra ◆ Visco-Gel ◆ Success ◆ IN Terra ◆ Faskut ◆ TurboMAX ◆ Fas-Por+ ◆ Hy-Pro
- ◆ PermaSoft ◆ Visco Gel ◆ Druformat Scan ◆ Portrait IPN ◆ Guides de moules vivants GENIOS



**Bioblend IPN**



**Genios**



**Bioform IPN**



**Classic Plastic Teeth**



Lucitone 199

**DENTSPLY**

**Trubyte**  
Denture Teeth

ENSEMBLE #1

ACHETEZ  
**1,500 \$\***



Fitbit Flex

CHOISIR



Apple TV

Ne peut être combinée à aucune autre offre de DENTSPLY.

ENSEMBLE #2

ACHETEZ  
**3,500 \$\***

CHOISIR PARMIS



Casque d'écoute  
Beats Studio



Nespresso  
U D50



iPad Mini  
(16GB)



Stylo Mont Blanc  
Classique

Ne peut être combinée à aucune autre offre de DENTSPLY.

ENSEMBLE #3

ACHETEZ  
**5,500 \$\***



GoPro  
Édition noire

CHOISIR



iPad Air WiFi (16GB)

Ne peut être combinée à aucune autre offre de DENTSPLY.

ENSEMBLE #4

ACHETEZ  
**8,500 \$\***



iPhone 5S  
(32GB)

CHOISIR



MacBook Air 11"

Ne peut être combinée à aucune autre offre de DENTSPLY.

**POUR RECEVOIR VOS GRATUITÉS,** veuillez télécopier votre facture à DENTSPLY au 905.851.9809 ou la faire parvenir par courriel à [promotions.canada@dentsply.com](mailto:promotions.canada@dentsply.com). Veuillez allouer de 4 à 6 semaines après la réception de la facture. Tous les achats doivent apparaître sur une même facture pour être éligibles. Les copies de facture doivent être reçues au plus tard le 31 octobre 2014 pour être éligibles. Les achats assortis d'une gratuité quelconque ne peuvent être retournés pour crédit.

**12**  
NOUVEAUX  
MOULES!



**Genios® G12**

Aussi vrai que possible.

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**



Pour une dentisterie de qualité

**DENTSPLY**  
CANADA

**FOUR VULCAN**  
#PDL14-Q4-8



**ACHETEZ UN FOUR VULCAN,  
RECEVEZ UNE TÉLÉ APPLE,  
SANS FRAIS!**

Chaque appareil Vulcan est construit en acier de haut calibre et muni d'une enveloppe recouverte d'un fini émaillé cuit durable. L'ouverture vers le haut de la porte propulse la chaleur à l'écart de l'opérateur pour raison de sécurité et de préservation de l'espace.

- Options de contrôle: programmable et numérique, point de contrôle unique analogue, point de contrôle unique digital
- Technologie de chambre de cuisson hybride de haute performance pour un réchauffement et un refroidissement plus rapide que le contre-cœur complet
- Porte relevable verticale et sécuritaire qui sauve de l'espace et qui repousse la chaleur à l'écart de l'opérateur

Ne peut être combinée à aucune autre offre de DENTSPLY.

**TURBOMAX  
MÉLANGEUR  
À ALGinate  
AUTOMATISÉ**

#PDL14-Q4-5



**ACHETEZ UN TURBOMAX, LE  
MÉLANGEUR À ALGinate  
AUTOMATISÉ,  
RECEVEZ 5 CONTENANTS DE  
JELTRATE CHROMA OU JELTRATE  
PLUS, SANS FRAIS!**

**EN PRIME: ACHETEZ UN TURBOMAX AVANT LE 31 DÉC., 2014,  
RECEVEZ UNE GARANTIE PROLONGÉE DE 2 ANS, SANS FRAIS!**

Ne peut être combinée à aucune autre offre de DENTSPLY.

**DRUFOMAT SCAN  
APPAREIL DE  
THERMOFORMAGE  
SOUS PRESSION**

#PDL14-Q4-6



**ACHETEZ UN DRUFOMAT SCAN, UN APPAREIL DE  
THERMOFORMAGE SOUS PRESSION,  
RECEVEZ UN IPAD MINI (32GB) ET UNE  
VALEUR DE 200 \$ EN PLASTIQUES RAINTRÉ  
OU DREVE DE VOTRE CHOIX, SANS FRAIS!**

Pour recevoir vos gratuits, veuillez télécopier une copie de votre facture à DENTSPLY Canada au 905-851-9809. Veuillez indiquer les gratuits désirés. Ne peut être combinée à aucune autre offre de DENTSPLY.

**FOURS À PRESSE MULTIMAT NTX ET MULTIMAT NTX**

#PDL14-Q4-7



**ACHETEZ UN MULTIMAT NTX OU  
MULTIMAT NTX PRESS,  
RECEVEZ UN HAUT-PARLEUR SOUNDLINK MINI  
BLUETOOTH DE BOSE ET UNE POMPE MAXVAC  
(#9494198), SANS FRAIS!**

- Four universel de cuisson/presse pour les systèmes de porcelaine les plus populaires incluant les porcelaines de disilicate de lithium
- Design sobre et contemporain qui s'agence bien à tous les laboratoires
- Écran tactile avec commandes couleur de grande qualité qui affiche l'information du patient et donne des applications avec un look naturel en plus de permettre l'emploi de vidéos de formation
- Compatible avec des fichiers vidéo, JPG et MP3
- Nécessite très peu d'espace et s'insère bien dans tous les laboratoires – même si l'espace est restreint
- Garantie de deux ans

Pour obtenir la gratuité cadeau, veuillez télécopier votre facture à DENTSPLY Canada via au 905-851-9809 ou la faire parvenir par courriel à [promotions.canada@dentsply.com](mailto:promotions.canada@dentsply.com). Veuillez indiquer le produit désiré. Ne peut être combinée à aucune autre offre de DENTSPLY.

**RÈGLEMENTS:** • Toutes GRATUITÉS de type cadeau seront envoyées au client par DENTSPLY Canada sur réception de la preuve d'achat. La facture doit être datée entre la période s'étendant du 1er octobre au 31 décembre 2014. Les copies de facture peuvent être envoyées par télécopieur au 905.851.9809, par courriel à [promotions.canada@dentsply.com](mailto:promotions.canada@dentsply.com) ou postées à l'attention de DENTSPLY CANADA "Département de marketing" au, 161 Vinyl Court, Woodbridge, ON L4L 4A3. **Les copies de facture doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2015 pour être admissibles.** Les achats assortis d'une gratuité cadeau ne peuvent être retournés pour crédit. À moins que le distributeur n'ait envoyé au client les gratuits à l'avance, toutes GRATUITÉS de type produit seront envoyées au client par le distributeur et pourront être réclamées auprès de DENTSPLY sur réception de la preuve d'achat du client. Les achats découlant des promotions ci-jointes ne sont pas admissibles à aucun autre programme de promotions spécial offert par DENTSPLY. Offres valides au Canada seulement.


© 2014 DENTSPLY  
Canada  
Tous droits réservés.  
FORM# LFO42014DEALER

# Fraises CD


Fabriquées en Angleterre




## Round




## Inverted Cone




## Domed Fissure



## Flat Fissure



## Taper Fissure



Fraises en carbure  
**8,95\$ (Pqt/5)**

Fraises en carbure  
**160\$ (Pqt/100)**

## Tenons en Bronze Dowel

Simple, durable, Qualité-Prix  
DOWEL - #2 (1000/pkg)



Excellent Prix!

**34<sup>95</sup>\$**

## Tenons Doubles

Extrêmement précis - Pas de distorsion.  
Facile d'utilisation avec l'appareil Pindex.



Excellent Prix!

**137<sup>95</sup>\$**

1310055 (1000/pqt)

## Nettoyeur à Ultrasons P4800

Économique, durable (1.5 pinte)



Spécial

**89<sup>95</sup>\$**

Rég. 103,90\$

# P4800

## Acrylique à Cuisson Meadway

Résistant aux impacts, facile à manipuler, excellent acrylique, excellent prix.  
Peut être cuit en 25 minutes ou en processus standard.  
Disponible en Premier veiné.



**58<sup>50</sup>\$** 450HCM - Meadway Royale à Cuisson - Poudre 1Lb & Liquide Premier Veiné.

**174<sup>95</sup>\$** 3KHCP - Meadway Royale à Cuisson Poudre 3 Kilos

**46<sup>50</sup>\$** 1LHCL - Meadway Universal à Cuisson Liquide 1 Litre

# VITA Easyshade<sup>MD</sup> Advance 4.0



## 2,375\$

### Contrôle complet des teintes dans la paume de votre main...

Easyshade Advance 4.0, de VITA, offre la méthode la plus rapide et la plus facile pour mesurer la teinte des dents, peu importe l'éclairage. Easyshade Advance 4.0 vous permet de surmonter les pires difficultés en lien avec la mesure des teintes, et ce, toute la journée et tous les jours de manière aussi précise qu'instantanée. Maintenant, vous pouvez mesurer la teinte des dents naturelles, vérifier la teinte des restaurations et suivre le progrès du processus de blanchiment en appuyant simplement sur un bouton.



Jusqu'au 31 décembre 2014,  
**400\$**  
de rabais en assistant à une formation WEBINAR après l'achat.

**Vous payez facilement votre Vita Easyshade Advance 4.0 en réduisant les erreurs de choix de couleurs!**

## EXTRACTEUR

Avec filtre au charbon



Item: 20192

## 1,495\$


**> Protège contre les odeurs et les vapeurs chimiques**

Hauteur: 260mm x 220mm de large  
Profondeur: 260mm | Poids: 6kg | 230V/50Hz, 100W

## FOREDOM

Système de Travail

Barre de lumière sur Poteau avec un bras de 31 1/2" de long qui illumine toute la surface de travail. Pour 115v ou 230v.



lumière éteinte

lumière allumée

MAMM-S - bras de support 17 3/4"  
MAMM-L - bras de support 25 3/4"

MALB-1 - bar de lumière LED

159<sup>99</sup>\$

MAMHM - Barre magnétique  
Double côté avec bout sécuritaire pour tenir une variété d'accessoires et d'outils.

125<sup>40</sup>\$

MAAHB - Barre porte-fraises organisateur pour tenir 95 fraises de 3/8" ou 1/8"

79<sup>40</sup>\$

MAAHS - Support et tablette pour tenir l'articulateur ou autres accessoires.

79<sup>40</sup>\$



### ACRYTRAY LC



**59\$**  
800001

### TEMPO



(1lbs)

**135\$**  
1034

### TOKUYAMA REBASE 2



**134\$**  
20506

### SR IVOCAPS



(50 capsules)

**395\$**  
559615AN

### DIAMOND D



(1lbs) (5lbs) (25lbs)  
**65\$ 250\$ 795\$**  
1013061 1013065 1013069

### FLEXISTONE & FLEXISTONE PLUS



**65\$ 115\$**  
03009 (vert) 02383 (bleu)

Fermé durant la période des Fêtes les jours suivants:  
24, 25 et 26 décembre 2014, 31 et 1er janvier 2015.