



bredent group

for **2** press
SYSTEM

BioHPP



Système d'injection sous vide for 2 press pour BioHPP - polymère de haute technologie

- Appareil d'injection sous vide for 2 press pour la réalisation de restaurations dentaires biocompatibles et exemptes de métal.
- L'appareil d'injection sous vide for 2 press sert à la mise en oeuvre du polymère de haute technologie BioHPP dans un cylindre réalisé en matériau de revêtement lié au phosphate. Le résultat final est une infrastructure blanche exempte de métal, idéale pour recevoir un revêtement personnalisé et à haute élasticité constitué de composites cosmétiques conventionnels.
- En le comparant avec les systèmes à base de CAO-FAO le système d'injection est plus économique.
- Disponible en granulés, pellets, ou cercle de fraisage.

140 0060

Unité de base for 2 press

Prix pour l'ensemble

4995\$

- 1x appareil for 2 press
- 1x for 2 press mold (composé d'une plaque de cylindre et d'un anneau en silicone)
- 35 x 210g de matériel de revêtement Brestest for 2 press avec 2 litres de liquid Bresol for 2 press
- 25x for 2 press filler 16mm (fouloir de pressée à usage unique pour injection du matériau dans le cylindre)
- 20g BioHPP granulés
- 1x mode d'emploi

NU-DENT Nettoyant à Prothèses



943230

Achetez 1 caisse
de 48 Nu-Dent
et Recevez
un présentoir avec
50 brochures et
25 échantillons
(limite de 2 par client)



Meilleure Valeur

3⁹⁵\$

la bouteille

Denturevault Dental

Un boîtier de rangement et de nettoyage révolutionnaire.

Prothèses - Partiels -
Appareils pour apnée
et bruxisme - Appareils
d'orthodontie



Ressemble à
une bougie!



12+1

05585 Denturevault Dental
Boîtier de rangement et de nettoyage (1)

Acry Tray LC

Plaque de durcissement à la lumière très facile à utiliser, excellente stabilité, résistant.

Acry Tray LC est indiqué pour:

- Porte-empreinte individuel
- Porte-empreinte fonctionnel pour les cas d'édentulisme
- Base pour montage de dents

Item: 0800001

ACRY TRAY LC 50 Pcs

Meilleure Valeur

66⁹⁵\$



Alginate

Sans poussière

- Malaxage rapide: 30 sec.
- Temps de prise: 2 min.
- Avec eau à 23°C/73°F
- Saveur fraise
- Couleur rose



Chromatique

- Alginate chromatique à changement de couleur: blanc, violet, rose
- Saveur fruit



Meilleure Valeur

9⁹⁵\$

PAR SAC!

2040001 Alginate - Chromatique 453 g
2060001 Alginate - Sans poussière 453 g

Elite HD



Achetez 8 paquets
et Recevez 1 sac
d'embouts mélangeurs
GRATUIT!

4+1



Alginates

5+1

Achetez 20 sacs et
Recevez 1 Bol et 1
Spatule **GRATUITS!**



Elite Double

Tout format

2+1





Waxprofi

Les réservoirs de cire sont réglés électroniquement offrant ainsi une température de travail idéale et une consistance optimale de la cire.



SPÉCIAL
389⁹⁵\$

Rég. 412,70\$

1440-1000

Waxlectric II

Travaillez de façon confortable et précise, modelez facilement de la cire grâce au réglage exact, constant et régulier de la température répartie sur les embouts des instruments.



SPÉCIAL
495\$

Rég. 531,75\$

2157-1000

Basic ECO

- Unité de sablage compacte
- Procédures de travail précises
- Unique technologie LED

NOUVEAU!



**Meilleur rapport
qualité-prix!**

850\$

2949-4025

SILENT compactCAM

Une unité d'extraction de Renfert, spécialement développée pour une utilisation optimisée avec les unités dentaires CAM compactes.



- Une communication bidirectionnelle entre l'extracteur et l'unité de CAM grâce à l'interface SPS.
- Le processus optimisé d'aspiration s'assortit aux unités compactes CAD-CAM.

SPÉCIAL
1550\$

Rég. 1675\$

2934-3000

(17.3" x 9.7" x 19.7" - 110V)

SILENT compact

Le SILENT compact est une petite unité d'extraction de poussière pour un utilisateur.



- L'appareil est contrôlé via une console intelligente automatique.
- Deux niveaux de succion pour l'optimisation de la station de travail.

SPÉCIAL
1350\$

Rég. 1525\$

2934-1000

(17.3" x 9.7" x 19.7" - 110V)

ACHETEZ AVANT LE FROID!



Galaxy 2 Revêtement

- Qualité supérieure
- Fiabilité
- Consistance
- Versatilité



Meilleur rapport
qualité-prix!

189\$

1400-2 (paquet de 144 sachets de 60gr.)
ou 1400-2x (paquet de 100 sachets de 100gr.)

Microfine 1700 Revêtement

Talladium Microfine 1700 est le revêtement de choix pour couronnes et ponts ainsi que les alliages de céramique précieuse, semi-précieuse et non-précieuse.



Meilleur rapport
qualité-prix!

189\$

1700-X - (paquet de 144 de 60gr. sachets)
ou 1701-X - (paquet de 100 de 90gr. sachets)

Tuff Rock - Type IV

[20,450psi, 0,05% extension]

Une pierre synthétique de la filière de résine formulée avec une faible expansion de 0,05% en 1 heure, maintenue jusqu'à 5 jours et plus. Possède une excellente dureté et de la force sans la fragilité.

Couleurs disponibles: bleu, vert, ivoire, pêche, rose, topaze et blanc.



Meilleur rapport
qualité-prix!

69⁹⁵\$

10 Kg.

Luminesse Zirconia

Zr Haute Transparence Premium Zirconia



6+1

Nouveau Concept

Le concept de contrôle manuel a été développé comme une alternative économique du Mestra standard avec contrôle électronique. La performance et les avantages répondent aux attentes de la plupart des utilisateurs et ce, à un prix des plus intéressants.



E2 - 080062
LAVEUSE ET
POLYMERISEUSE

SPÉCIAL
3995\$

Rég. 4395\$



M18 - 080406
POLYMERISEUSE

M9 - 080404
POLYMERISEUSE

SPÉCIAL
2295\$

Rég. 2495\$

SPÉCIAL
1750\$

Rég. 1895\$

Boîte De Polissage Avec Aspiration

Boîte de polissage Mestra compacte, fonctionnelle, fabriquée entièrement en acier inoxydable. La machine comprend 2 réceptacles amovibles en caoutchouc. La boîte de polissage est aussi équipée d'un système de lumière LED et aspiration. Rencontre les normes de sécurité et d'environnement.



SPÉCIAL
2295\$

080502

Rég. 2595\$

IRIS 2 Malaxeur sous vide

Économique et pratique. Se décline en deux versions distinctes. De base: il suffit d'actionner manuellement la minuterie et de placer le bol sous la machine pour que le malaxeur se mette en route. Digitale : possible de régler la vitesse de rotation du malaxage et le temps du cycle, par exemple. Le mélange est prêt en quelques secondes.

080516
IRIS 2

SPÉCIAL
950\$

Rég. 1060\$



Ensemble D'outils Pour La Céramique

- Ensemble complet
- Étui en vinyle
- Inclut 18 outils



060402

SPÉCIAL

215\$

Rég. 275\$

Pot À Pression

Acier inoxydable.

Pour la polymérisation à froid et à chaud à une pression égale ou inférieure à 2 kg/cm².

SPÉCIAL

395\$

Rég. 450\$



030420

Moufle À Duplicata

Fabriqué de métal hautement résistant à la corrosion. La mesure intérieure peut être réduite en utilisant des pièces de caoutchouc fournies comme accessoires.




020206

Meilleur rapport qualité-prix!

115\$

Moufle (Sans Plâtre)

Spécialement conçu pour la technique de la coulée directe de la résine. Intègre en un seul dispositif tous les éléments nécessaires pour réaliser cette technique pas à pas.



020202

Meilleur rapport qualité-prix!

115\$

Mesure À Liquide

Bouteille d'une capacité de 400cc. Idéal pour mesurer tous les types de liquides.



070650

Meilleur rapport qualité-prix!

10⁹⁵\$

Panier Pour Nettoyage Des Dents

Fabriqué en polyamide résistant à une haute température. Facile à utiliser et comprenant un loquet de sécurité. L'accessoire idéal pour nettoyer les dents à la vapeur ou avec un appareil de rinçage.



050345

Meilleur rapport qualité-prix!

27⁹⁵\$

Trappe À Plâtre Disponible

Une alternative à la trappe à plâtre en métal. Sécuritaire, elle prévient le blocage du drain et les dépenses des travaux de plomberie. La trappe à plâtre disponible emprisonne le plâtre et autres matériaux plus lourds que l'eau. Facile à installer et à remplacer en quelques minutes.



#DPT-3
3.5 Gallon
Complète

#DPT-5
5 Gallon
Complète

#DPT-3R
3.5 Gallon
Recharge

#DPT-5R
5 Gallon
Recharge

Cire Occlusale

Pour enregistrement d'occlusion

Meilleur rapport
qualité-prix!

1549\$



WAXBB48 (48 par boîte)

Boîtes Pour Appareil Dentaire

Une boîte attrayante pour ranger les protecteurs buccaux, appareils d'orthodontie, les gouttières de blanchiment, etc. Fabriqué de plastique flexible avec un loquet de sécurité.

48+12



Boîtier À Prothèse

Fabriqué de polyéthylène à haute densité, ces boîtiers fournissent un excellent contenant à prothèse.

200+50



D-1W
Blanc

D-1LB
Bleu Clair

Boîte De Travail

Un organisateur fonctionnel. Fait de plastique résistant avec pinces en acier inoxydable.

- #L-12FG - Forêt Verte Pqt.(12)
- #L-12R - Rouge Pqt.(12)
- #L-12SB - Bleu Ciel Pqt.(12)
- #L-12Y - Jaune Pqt.(12)
- #L-12W - Blanc Pqt.(12)



12+3

Lucitone 199®

LIQUIDE SANS FRAIS

ACHETEZ un baril de 25lbs de Lucitone 199, RECEVEZ un gallon de Liquide Lucitone, SANS FRAIS!

EN PRIME: RECEVEZ AU CHOIX, UN CADEAU GRATUIT!

- IPOD SHUFFLE - 2GB
- APPLE TV

• ÉCOUTEURS INTRA-OREILLES BEATS URBEATS

Pour recevoir votre cadeau gratuit, veuillez faire parvenir votre facture à DENTSPLY Canada (avec votre choix de cadeau) par télécopieur au 905-851-9809 ou par courriel à promotions.canada@dentsply.com. Ne peut être combinée à aucune autre offre de DENTSPLY.



#PDL15-Q4-1

DENTSPLY

ENSEMBLE #1

#PDL15-Q4-3


\$1,500

ACHETEZ 1,500 \$ en PRODUITS POUR AMOVIBLES*

Dents Trubyte, Acryliques et Résines,

RECEVEZ UN CADEAU GRATUIT DE VOTRE CHOIX!

- SAC POUR GRAND TÉLÉPHONE INTELLIGENT À PORTER AU POIGNET MICHAEL KORS JET SET (VIEUX ROSE OU NOIR)
- HAUT-PARLEUR BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH DE COULEUR
- MINI-DRONE PARROT ROLLING SPIDER

ENSEMBLE #2

#PDL15-Q4-4


\$3,000

ACHETEZ 3,000 \$ en PRODUITS POUR AMOVIBLES*

Tous les produits de Lab pour amovibles

RECEVEZ UN CADEAU GRATUIT DE VOTRE CHOIX!

- APPLE IPOD TOUCH (32GB)
- CAMÉRA DE 16.0MP AVEC ZOOM OPTIQUE 5X OLYMPUS TOUGH TG-860 RÉSISTANTE À L'EAU/AUX CHOCS/WIFI/GPS (300 \$)
- SAC À MAIN À PORTER À L'ÉPAULE DE GRAND FORMAT MICHAEL KORS BEDFORD EN CUIR (VIEUX ROSE OU NOIR)

***ACHETEZ les produits DENTSPLY pour Amovibles suivants et RECEVEZ votre cadeau EN PRIME:**

Dents de prothèses de grande qualité Portrait IPN et GENIOS, Dents Dentsply Trubyte, Lucitone 199, Lucitone FRS, Luci-Sof, Eclipse, Enterra VLC, Triad 2000, Matériaux Triad, Al-Cote, Visco-Gel, INterra, Faskut, TurboMAX, Fas-Por+, Hy-Pro, PermaSoft, Visco Gel, Neoloy, Guides de moules vivants Portrait IPN, Guides de moules vivants GENIOS, Turbomax, Système à injection Success et FRS, Polyflex, Perflex, Marchandise et Équipements AUSTENAL.

ENSEMBLE #3

#PDL15-Q4-5


\$5,500

ACHETEZ 5,500 \$ en PRODUITS POUR AMOVIBLES*

Dents Trubyte, Acryliques et Résines,

RECEVEZ UN CADEAU GRATUIT DE VOTRE CHOIX!

- MONTRE TISSOT POUR HOMMES (PRC200) QUARTZ
- APPLE IPAD AIR2 (16GB)
- APPLE IWATCH 42MM EN ALUMINIUM ARGENTÉ AVEC BRACELET SPORT
- CAMÉRA POUR CASQUE GOPRO HERO4 RÉSISTANTE À L'EAU HD VSPORTS - ÉDITION DE COULEUR ARGENT

ENSEMBLE #4

#PDL15-Q4-6


\$9,500

ACHETEZ 9,500 \$ en PRODUITS POUR AMOVIBLES*

Dents Trubyte, Acryliques et Résines,

RECEVEZ UN CADEAU GRATUIT DE VOTRE CHOIX!

- MACBOOK AIR (11" ET 128GB)
- TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO3 12" 64 GB WINDOWS 10
- IPHONE 6 (64GB)

Achetez n'importe lequel EZ Autoclave...

TuttnauerTM
Your Sterilization & Infection Control Partners



... VOUS N'AVEZ QU'À CHOISIR!



400\$
de rabais de manufacturier

OU



Une valeur
de 754\$


un Ultrasonic Gratuit
avec 1 Panier

edenta 

Fraises de carbure HP



5+1



ivoclar
vivadent

Ivoclar Matériau d'empreinte

Virtual® XD Matériau d'empreinte

Virtual® Matériau d'empreinte



3+1

Viscosité
au choix.

2084\$
VALEUR

Achetez \$2,000 de
Virtual® XD / Virtual®
Matériau d'impression
& Recevez un mélangeur
Virtual **GRATUITEMENT!**

=
655988



Pour être éligible, les achats doivent être effectués sur une même facture avant le 31 décembre 2015.
Pour réclamer les gratuités, faites parvenir une copie de votre facture à Ivoclar par fax : 1-905-670-3102



0020K
1 Kg

Spartalloy Chrome-Cobalt Alliage pour Prothèse Partielle

Physical Properties

Composition: 62.5% Cobalt, 28.5% Chromium,
6.0% Molybdenum, <1 % Nickel

Densité: 8.31 g/cc

Dureté: Vickers 380 VHN1

Élongation: 6%

Fusion : 2278°- 2532°F (1248°-1389°C)

Température de combustion: 1850°F (1010°C)

Meilleur rapport
qualité-prix!

195\$

Instaloid - Concentré Tout Usage Pour Matériau de Duplication

Une matière colloïdale tout usage pour une utilisation
sur les modèles de pierre et la plupart des revêtements.

- Il suffit d'ajouter de l'eau à 1 gallon (3.79L)
pour faire 3 gallons (11.4L) de colloïdes
- Rose
- Sous forme de gel
- Inodore



SPÉCIAL

178\$

Rég.198\$

P/N 72-10

Fil Laser Lasermate

Fil de haute qualité pour laser ou système de soudage électrique
Micropulse. Chrome-cobalt pour les cadres de prothèse partielle
ou couronne cobalt-chrome et les alliages de pont.
Longueur : 14 pieds [4,27 mètres].

61617 - (.010" X 14')

42⁰⁰\$

61619 - (.014" X 14')

49⁹⁵\$

61620 - (.020" X 14')

73⁹⁵\$



Vous pouvez commander par téléphone: 514-352-9303

Par fax: 514-352-2738

Par courriel: central.dental@videotron.ca



dent-line of canada inc.
Une division de Central Dentaire Ltée

visio.lign

Formation Bredent sur l'acrylique coulé et la coloration de prothèse en Photo-Céram avec Visio.lign



Formateur

Récipiendaire du prix Paul Auprix, Richard Émond d.d. a été responsable du comité de formation à l'Ordre des denturologistes du Québec (ODQ) de 2007 à 2011. Il est certifié BPS (Ivoclar) en 2006 et 2011, EPIC (Dentsply) en 2009, en plus d'obtenir un Diplôme en prothèse sur implants en 2012. Il est co-auteur du cours sur le blanchiment de dents de l'ODQ, et il a aussi écrit plusieurs textes scientifiques dans les revues de l'ODQ, de l'ADQ, de l'ADC et dans la revue Denturiste Canada. Il a donné de la formation pour les compagnies Dentsply, Myerson, de même que de la formation avancée en implantologie et sur les problèmes d'occlusion et d'ATM.

Le cours se veut un cours pratique en deux parties dans lequel vous aurez la chance de fabriquer dans un premier temps une prothèse en acrylique coulé et par la suite d'utiliser les matériaux visio.lign pour faire la coloration et l'esthétique de votre prothèse en Photo-Céram. À la fin de l'activité, chaque participant partira avec son démonstrateur qu'il pourra présenter à ses patients.

Heures et Dates:

8:30 à 16:30

Montréal – 25 sept et 13 novembre, 2015

Québec – 30 octobre, 2015

Lieu: Montréal – 320-8150 Métropolitain Est, Anjou.
Québec - à confirmer

Frais D'inscriptions par personne : 395\$
(+taxes). Déjeuner et collations inclus.

**Pour vous inscrire communiquer avec
Central Dentaire Ltée au 888-910-3368**

1-888-910-3368

8150 Boul. Métropolitain Est, #320, Anjou, (Qc) H1K 1A1 Tél: (514) 352-9303 Téléc: (514) 352-2738 www.CentralDentalLtd.com