

Été 2026

Dépliant

Promotions en vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2026



Scannez pour passer votre
commande, parler à un représentant
ou appeler sans frais :

1-800-268-4442

C/D *Central Dental*
The laboratory and denturist supply specialist.

Des possibilités infinies



SR Vivodent® DCL

- 42 formes de dents antérieures individuelles
- Faites d'un matériau DCL hautement réticulé durable
- Gamme de teintes contemporaine



DEMANDEZ UN
ÉCHANTILLON

ivoclar.com/sr-vivodent-dcl

La précision, sur simple pression d'un bouton

Système Ivobase®

Matériau de base pour prothèses dentaires avec
processus d'injection entièrement automatisé

- Haute précision grâce à la compensation du retrait
- Processus entièrement automatisé
- Unités prédosées pour un ratio de mélange précis



Économisez 20 %
sur le système Ivobase

(628518BU)*

Abraso-Sil Acryl

80 mm En raison de la chaleur du polissage, la toison spécial à pores ouverts et les poils de chunking blanchis absorbe plus de pâte à polir et donc réduit le temps de travail à 50% vitesse recommandée

3000rpm. 1 pièce



Ø 80 mm
1 pièce

8+1

#3500093

ROPAK/Kompaktopaker UV

L'esthétique au-delà de comparaison
L'opaque rose montre la perfection.



Appliquez avec la brosse intégrée directement sur la surface de métal propre.



Reg. \$150.45

\$120.00

Ropak Kompaktopaker
[rose] 20ML 54000133

Reg. \$82.70

\$72.00

Kompaktopaker Zahnfarben
[dent couleur] 10ML 54000105

Bredent Diagen Turbo

Turbos Diagen sont des diamants frittés très agressifs qui fonctionnent efficacement sur le zirconium d'oxyde tels que Procera™, Emax™ et tous les autres matériaux céramiques. Chaque pierre est moulé pour fournir des propriétés et des coupes de broyage optimales et efficace jusqu'à la dernière couche.



\$99.35

Cylinder
Ø 6.5 x 13 mm
2 pieces
REF 340 0017 0



\$70.20

Cone
Ø 3.5 x 11 mm
2 pieces
REF 340 0015 0



\$77.75

Inverted cone with
recess - Ø 12 x 6 mm
1 piece
REF 340 0024 0



\$74.50

Lens
Ø 22 x 2 mm
1 piece
REF 340 0021 0



\$74.50

Disc
Ø 22 x 2 mm
1 piece
REF 340 0022 0




\$99.35

Disc
Ø 22 x 4,5 mm,
1 piece
REF 340 0019 0

6+1

au valeur équivalente



Coffret de Tournevis Universel

Convient aux vis du marché à 98%. Utilisable dans la clé dynamométrique, couple réglable de 10 à 40 Ncm. Le serrage correct des vis est ainsi sécurisé.

Ensemble de tournevis universel pour implants, complet
REF. 310 0001 2

\$2195.00

Reg. \$2211.95



Clé dynamométrique à cliquet

Coupe réglable de 10 à 40 Ncm.

\$549.00



REF. 330 0115 5



RODIN®
3D Resin

A Pac-Dent Brand

RÉSINE RODIN TRUMODEL

Précision. Stabilité. Confiance.
À chaque impression.

Les résines Rodin TruModel sont conçues pour assurer précision et fiabilité dans les applications de diagnostic et de fabrication de couronne et de pont. Mis au point à partir d'une composition sans COV certifiée par la FDA, TruModel offre une performance constante en laquelle vous pouvez avoir confiance.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Assurance de qualité réglementaire

Une formulation certifiée par la FDA et une composition sans COV garantissent une innocuité, une qualité et une conformité vérifiées pour un usage médical.

Haute précision dimensionnelle

Garantie d'ajustements fidèles à la conception avec (+/-) 50 µm sur certaines imprimantes.

Fini mat. Surface adaptée aux scanners

Améliore la visibilité des marges et la précision du balayage — pas besoin de pulvérisation.

Stabilité à long terme

Résiste à la déformation, au poudrage et au jaunissement pour une précision fiable à long terme.



3+1

on 4 litre size

NOUVEAUX	ARTICLE	DIMENSION	PRIX
Rodin TruModel Gris	#24066	1 kilo	\$89.95
Rodin TruModel Gris	#24075	4 kilos	\$320.00
Rodin TruModel Prime (Beige)	#24067	1 kilo	\$89.95
Rodin TruModel Prime (Beige)	#24076	4 kilos	\$320.00
Rodin TruModel Sable	#24065	1 kilo	\$89.95
Rodin TruModel Sable	#24074	4 kilos	\$320.00

Solutions esthétiques Aidite Biomic^{MC}

Deux solutions distinctes pour la finition esthétique et le scellement en zircon

MAQUILLANT/GLAÇURE BIOMIC^{MC}



Maquillant/Glaçure Biomic

Spécialement mis au point pour les restaurations tout céramiques réalisées selon la technique CAD/CAM. Assure aux techniciens dentaires une méthode rapide et simple pour terminer leur travail et obtenir des restaurations reproduisant les dents naturelles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Restaurations tout céramique selon la technique CAD/CAM**
Spécialement mis au point pour les restaurations tout céramiques réalisées selon la technique CAD/CAM.
- **Méthode rapide et simple**
Conçu pour aider les techniciens dentaires à terminer leur travail
- **Reproduit les dents naturelles**
Permet d'obtenir des restaurations qui reproduisent la dentition naturelle.
- **20 teintes de pâte**
Conçues pour reproduire l'esthétique des dents naturelles.
- **30 effets de pâte**
Des effets de pâte 3D sont ajoutés; la combinaison des pâtes 2D et 3D permet d'optimiser les résultats esthétiques.

IDÉAL POUR

les restaurations tout céramiques à l'apparence naturelle avec la technique CAD/CAM.

LiSi Connect



LiSi Connect

Pulvérisé sur la surface de scellement en zircon. Après le frittage, LiSi Connect se cristallise en un revêtement de disilicate de lithium pour terminer la modification de surface de la zircon.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Revêtement au lithium disilicate**
Se cristallise sur la zircon après frittage jusqu'à modification complète de la surface.
- **Scellement de type vitrocéramique**
La zircon traitée a le même effet de scellement clinique que les vitrocéramiques.
- **Revêtement étroitement combiné**
La revêtement LiSi Connect est étroitement combiné à la zircon.
- **Couche ultra-mince micronique**
N'affecte pas le placement clinique.
- **Adhésif durable**
Permet un scellement adhésif stable et durable à long terme.
- **Compatible avec la zircon**
Permet le scellement des facettes en zircon et compatible avec tous les matériaux en zircon.

IDÉAL POUR

modifier les surfaces en zircon et le scellement des facettes.

POURQUOI CHOISIR AIDITE BIOMIC SOLUTIONS?

UNE ESTHÉTIQUE NATURELLE

Reproduit des dents naturelles avec des nuances de pâte 2D et des effets 3D.

SCELLEMENT DE LA ZIRCON

Le revêtement de disilicate de lithium améliore la performance de scellement en zircon.

FLUX DE TRAVAIL EFFICACE

Des méthodes rapides et simples garantissent une finition efficace en laboratoire.

Aizir^{MC} Aidite Zirconia

Zircone multicouches haut de gamme pour une résistance exceptionnelle et une esthétique naturelle



UN DISQUE. PLUSIEURS INDICATIONS. DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS.

APPLICATIONS CLINIQUES RECOMMANDÉES



Couronnes
antérieures



Couronnes
postérieures



Ponts
antérieurs



Ponts
postérieurs




Facettes



Restaurations
sur implant

TRANSLUCIDITÉ ET RÉSISTANCE À LA FLEXION



Données fondées sur des tests internes

PRINCIPAUX AVANTAGES

- **Translucidité incisale de 53 %**
Transmission naturelle de la lumière pour une esthétique réaliste
- **Translucidité cervicale de 43 %**
Opacité optimale assurant une stabilité de la nuance et un masquage
- **Résistance entre 800 et 1250 MPa**
Haute résistance à la flexion pour des restaurations durables
- **Gradient multi-couches**
Transition harmonieuse de la zone cervicale à la zone incisale
- **Applications polyvalentes**
Idéal pour couronnes, bridges, facettes et implants
- **Excellentes propriétés de mise en forme et de frittage**
Résultats constants et rendement fiable



A7 Fix PRACTICAL

L'articulateur A7 Fix applique des mesures fixes aux normes moyennes. Cela permet une plus de commodité et de rapidité dans l'exécution des travaux. Unique au monde grâce au guidage magnétique condyloaire (disque magnétique incrusté breveté), il offre une stabilité dans les mouvements articulaires, éliminant les ressorts et les élastiques.

- Semi-ajustable/de type Arcon
- Distance intercondyloaire fixe (110 mm)
- Guide condyloaire fixé à la moyenne : 30 degrés
- Angle de Bennett fixé à la moyenne : 15 degrés
- Guide de courbe condyloaire
- Système stabilisateur de mouvement avec aimant (magnétique)
- Goupille de support de la branche supérieure en position ouverte
- Verrouillage centralisé

STABILISATEUR DE MOUVEMENT MAGNÉTIQUE

Système magnétique breveté assurant des mouvements fluides et stables.

VERROUILLAGE CENTRALISÉ

Système de verrouillage centralisé rapide et sécurisé.

GOUPILLE DE SOUTIEN DE LA BRANCHE SUPÉRIEURE

Offre un soutien sécuritaire en position ouverte.

STABLE ET FIABLE

Conçu pour la durabilité et un usage quotidien.

**PRIX DE
LANCEMENT \$139.95**

#AAR60257

A7 Plus

Modèle révolutionnaire, l'A7 Plus est l'articulateur semi-ajustable la plus reconnue par les universités les plus réputées du pays. Il est idéal pour le travail académique et professionnel.

- Structure solide, conception qui assure une grande stabilité et visibilité.
- Semi-ajustable/de type Arcon
- Distance intercondyloaire fixe (110 mm)
- Guide condyloaire courbé
- Ajustement d'angle des guides condyloaire et Bennett
- Verrouillage centralisé
- Système stabilisateur de mouvement avec joint en silicone
- Goupille de support de la branche supérieure en position ouverte



STABILISATEUR DE MOUVEMENT MAGNÉTIQUE

Système magnétique breveté assurant des mouvements fluides et stables.

VERROUILLAGE CENTRALISÉ

Système de verrouillage centralisé rapide et sécurisé.

GOUPILLE DE SOUTIEN DE LA BRANCHE SUPÉRIEURE

Offre un soutien sécuritaire en position ouverte.

STABLE ET FIABLE

Conçu pour la durabilité et un usage quotidien.

**PRIX DE
LANCEMENT \$200.00**

#AAR60254

CARACTÉRISTIQUES	A7 FIX	A7 PLUS	AVANTAGES
Distance intercondyloaire	Fixe (110 mm)	Fixe (110 mm)	Montage normalisé assurant l'uniformité
Guide condyloaire	Fixe (30 degrés)	Ajustable	Ajustabilité pour une plus grande précision
Angle de Bennett	Fixe (15 degrés)	Ajustable	Ajustabilité pour une plus grande précision
Système stabilisateur	Magnétique	Joint de silicone	Mouvements condyloaires fluides et stables
Branche supérieure Goupille de soutien	Oui	Oui	Soutien sécuritaire en position ouverte
Verrouillage centralisé	Oui	Oui	Verrouillage rapide et sécurisé
PRIX	\$139.95	\$295.00	Prix de lancement

enbio.

ENBIO AUTOCLAVES

Sterilisation avancée. Conception suisse. Conçu pour votre pratique.

ENBIO S

Autoclave de classe B

Article : 181133460US

Prix : 5,195,00 \$ - **Prix spécial**



Non emballé
RAPIDE/ 273 °F

7 min

Emballé À
vide/273 °F

15 min

Emballé À
vide/250 °F

45 min

ENBIO PRO

NOUVEAU

Autoclave de classe B

Article : 1220000

Prix : 7,295.00\$ - **Prix spécial**



Non emballé
RAPIDE/
273 °F/134 °C

9 min


Emballé Classe B
273 °F/134 °C

15 min

Emballé Classe B
250 °F/121 °C

45 min

CAPACITÉ ET ESPACE DE CHARGE



x8



Espace de charge

11 x 7 x 1,3 po

- Nombre maximal de paquets (environ) - 8
- Poids maximal recommandé par lot- 1.1 lb
- Volume de la chambre de procédé - 2.7 l

CAPACITÉ ET ESPACE DE CHARGE



x16



Espace de charge

11 x 7 x 1,3 po

- Nombre maximal de paquets (environ) - 16
- Poids maximal recommandé par lot- 1.8 lb (0.8kg)
- Volume de la chambre de procédé - 5.3 l

DIMENSIONS



22 in (56 cm)



9.8 in (25 cm)

6.3 in
(16 cm)



22.6 in (57.5 cm)



10.6 in (27 cm)

7.9 in
(20 cm)

PRESSION et TEMPÉRATURE

Pression de travail	2.1 Bar/ 30.5 psi
Pression maximale	2.45 Bar/ 33.4 psi
Température de traitement maximale	137 C/ 278.6 F

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation maximale	110-120 V/ 60 Hz
Puissance nominale	3.25 kW
Consommation électrique max.	15 A

DIVERS

Indice de protection	IP20
Archivage des données	USB
Conductivité de l'eau*	<15 µS/cm

PROMOTION DU MATÉRIEL D'IMPRESSION

HUGE Perfit PVS

3+1



- PER003** Perfit light Body Prise normale **PER006** Perfit light Body Prise rapide
PER004 Perfit light Body Prise rapide **PER008** Perfit light Body Prise rapide
PER005 Perfit Heavy Body Prise rapide **PER009** Perfit light Body Prise rapide

Ivoclar Virtual PVS

3+1



Matériau d'enregistrement d'occlusion HUGE Perfit

4+1

PER007



Matériau d'enregistrement d'occlusion Zhermack Occlufast Rock

C200726



Conseils pour le mélange dentaire central

5+1



ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
YM110PB	Rose	\$33.28
YM120GB	Sarcelle	\$33.25
YM100YB	Jaune	\$33.25

Achetez-en 5 et obtenez-en 1 gratuitement

HUGE Perfit Tray Adhesive

PER010



Assure une forte adhérence entre les matériaux d'impression VPS ou les porte-empreintes en plastique. Facile à utiliser – il suffit d'attendre 3 minutes après l'application avant de charger le matériau d'impression.

PORTE-EMPREINTES

Ajustement précis. Confort du patient. Résultats fiables.

Des porte-empreintes de haute qualité conçus pour des impressions précises, une manipulation facile et un confort exceptionnel pour le patient. Disponible dans une variété de styles pour répondre à vos besoins cliniques.



PORTE-EMPREINTES JETABLES POUR EMPREINTES ÉDENTÉES KEYSTONE

Des porte-empreintes pour empreintes édentées perforées à usage unique pouvant être facilement percées pour les empreintes d'implant. Ces porte-empreintes uniques et économiques permettent une rétention du matériau et une précision maximales sans utiliser d'adhésif. Le styrène à fort impact offre d'excellentes impressions avec un niveau de détail exceptionnel.

Modèle perforé pour une meilleure rétention des matériaux

Peut-être percés facilement pour les empreintes d'implant

Styrène à fort impact assurant résistance et précision

DESCRIPTION	PRIX
Emballage de (12) porte-empreintes perforés pour empreintes édentées	\$48.95

**ACHETEZ 5 EMBALLAGES ET
RECEVEZ-EN 1 GRATUITEMENT!**



PORTE-EMPREINTES JETABLES GC

Les porte-empreintes à espacement sont des porte-empreintes jetables dotés d'une barre d'espacement en zigzag unique, intégrée à la surface occlusale, qui vous permet de placer les porte-empreintes chargés à la bonne profondeur, chaque fois.

Disponible en styles perforés ou pleins pour convenir à la majorité des techniques utilisées.

Barre d'espacement en zigzag unique assurant une profondeur uniforme

Styles perforés ou pleins

Jetables pour plus de commodité, assure une économie de temps et d'efforts

DESCRIPTION	PRIX
Emballage (12)	\$24.53
Emballage (72)	\$141.53

**ACHETEZ 5 EMBALLAGES ET
RECEVEZ-EN 1 GRATUITEMENT!**



PORTE-EMPREINTES EN ACIER INOXYDABLE ASA

Des porte-empreintes en acier inoxydable de haute qualité pour des impressions précises et une performance durable.

Disponible uniquement en emballage de (8)

Tailles petite, moyenne et grande

Arche supérieure et inférieure

Conception anatomique et ergonomique

Construction en acier inoxydable stérilisable en autoclave

DESCRIPTION	PRIX
#S2804-8 Emballage de (8) porte-empreintes perforés pour empreintes édentées	\$133.65 ÉCONOMISEZ 30 \$
#S2806-8 Emballage de (8) porte-empreintes perforés pour empreintes édentées	\$194.80 ÉCONOMISEZ 50 \$
#S2807-8 Emballage de (8) porte-empreintes pleins pour empreintes édentées	\$133.65 ÉCONOMISEZ 30 \$

Alliages de prothèses partielles Scheftner Premium

MODELSTAR S et STARBOND CO



Fabriqué en Allemagne

Les alliages cobalt-chrome haut de gamme de Scheftner offrent une résistance, une résistance à la corrosion, une stabilité et des caractéristiques de finition exceptionnelles pour les prothèses partielles amovibles, les prothèses à crochets et les restaurations combinées.

MODELSTAR S

- Alliage universel de prothèses partielles
- Excellent pour la coulée de modèles à impression 3D
- Facilité de finition et de polissage
- Soudable au laser
- Nickel, béryllium, cadmium et plomb

STARBOND CO

- Alliage de CoCr scellable
- Idéal pour les prothèses à crochets
- Techniques combinées et restaurations céramiques
- Propriétés d'état ressort
- Soudable au laser

Comparaison technique

Spécification	Modèle Star S	Starbond Co
Composition	Co 62,7 % / Cr 29 % / Mo 6 %	Co 62 % / Cr 30 % / Mo 5,5 %
UTS	770-780 MPa	760 MPa
Limite d'élasticité	510-600 MPa	500 MPa
Module élastique	200 - 230 GPa	250 GPa
Dureté	355 HV10	380 HV10
Densité	3.4 g / cm ³	8.1 g/cm ³
Soudable au laser	Oui	Oui
Classification ISO	Type 5	Type 5



Une flexibilité adaptée à chaque exigence de teinte

Disques PMMA

**2+1**

ACHETEZ 2 disques PMMA, **RECEVEZ-EN 1 GRATUIT.**

Code promotionnel: CPMMAFY26

Dentsply Sirona offre aux cabinets et aux laboratoires une gamme de plus en plus variée de matériaux pour la fabrication économique et précise de prothèses cliniquement impeccables et esthétiquement d'excellente qualité.

Disques Cercon®

**3+1**

ACHETEZ 2 disques Cercon, **RECEVEZ-EN 1 GRATUIT. GRATUIT.**

Code promotionnel: DSC26-Q3-1

20+5

ACHETEZ 20 disques Cercon, **RECEVEZ-EN 5 GRATUITS. GRATUIT.**

Code promotionnel: CCER20FY26

Disques Lucitone Digital Fit™

**3+1**

ACHETEZ 3 disques Lucitone Digital Fit, **RECEVEZ-EN 1 GRATUIT. GRATUIT.**

Code promotionnel: CLFD31FY26

20+5

ACHETEZ 20 disques Lucitone Digital Fit, **RECEVEZ-EN 5 GRATUITS. GRATUIT.**

Code promotionnel: CLFD20FY26

ASTRON CLEARsplint®

MATÉRIAU THERMOFORMÉ SOUS VIDE

CLEARsplint®
L'ORIGINAL

Disponible en disque
pour CAD/CAM ou en
poudre et liquide

Stabilité
dimensionnelle

SPÉCIAL!



Super ensemble en vrac flexible
CLEARsplint

\$593.00

PCSD981611 – Disque de
98 x 16 mm

\$99.00

PCSD9811 – Disque de 98 x 20 mm

\$99.00

- Précision exceptionnelle
- Stabilité dimensionnelle
- Ajustable par le patient pour plus de confort

KEYSTONE
INDUSTRIES

4+1



**ACHETEZ 4 PROTECTEURS ET
RECEVEZ-EN 1 GRATUIT!** Pkg (12)

DETAX
HIGH PERFORMANCE DENTAL MATERIALS

**FRAISE
GRATUITE!**



#03001 MOLLOPLAST B 170 g

ACHETEZ 1 EMBALLAGE DE MOLLOPLAST B

RECEVEZ GRATUITEMENT UNE FRAISE
#7275.060

DEDECO LATHE BURS



SUPPORT À FRAISES FOREDOM GRATUIT

ACHETEZ 4 FRAISES À TOUR DEDECO ET RECEVEZ
UN SUPPORT À FRAISES FOREDOM GRATUIT!

(ARTICLE 10080)

**FRAISE
GRATUITE!**



VITA



PROMOTIONS VITA POUR LABORATOIRES ET FOURNISSEURS

En Vigueur du 1er Juillet Au 30 Septembre 2026

FOURS



Achetez un four VITA V-60 i-Line Plus ainsi que la pompe et obtenez une mini trousse de VITA AKZENT PLUS GRATUITE!
Code Promotionnel: QFV12633

TEINTE



Achetez un Easyshade de VITA V ou LITE et obtenez un guide de teinte 3D-MASTER GRATUIT!
Code Promotionnel: QES2631

CARACTÉRISATION



Achetez 3 bouteilles de glaçure VITA AKZENT LC et obtenez-en 1 GRATUITE!
Code Promotionnel: QAKL2631



Achetez 5 bouteilles de teinture VITA AKZENT LC et obtenez-en 1 GRATUITE!
Code Promotionnel: QAKL2631



Achetez une trousse VITA AKZENT LC GINGIVA et obtenez une bouteille de glaçure AKZENT LC GRATUITE!
Code Promotionnel: QAKL2632

DENTS



CHANGEZ pour les dents VITA PREMIUM en achetant un minimum d'inventaire de \$3,500 et obtenez un guide de moule correspondant GRATUIT!
Code Promotionnel: QTHE2632

Changez pour les dents VITA MFT avec un minimum d'achat d'inventaire de \$1500 et obtenez un guide de moule VITA et un guide de teinte 3-D MASTER GRATUITEMENT!
Code Promotionnel: QTM2632



2026 VITA Amérique du Nord. Valable sur les achats effectués entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026. Une preuve d'achat est requise sur une seule facture afin de se procurer les gratuités. Ceci doit être de valeur égale ou moindre que le produit acheté. Veuillez faire parvenir votre facture par courriel à promo@vitanorthamerica.com avant le 15 octobre 2026. Allouez 2 semaines pour le traitement. Valable au Canada seulement. Ne peut être jumelée avec d'autres promotions ou rabais. VITA North America se réserve le droit de modifier ou d'annuler cette offre sans préavis. Non échangeable contre de l'argent.

800-263-4778

www.vitanorthamerica.com

SHINING 3D
DENTAL



Aoralscan Elf

Occlusion plus intelligente

Léger • Petit • Puissant

Appelez pour
obtenir une
démonstration
800-268-4442

12 600 \$